

Kontrollierte Präzision




FLUID CONTROL Arthro

Spül- und Saugpumpe für die Arthroskopie und vollendoskopische Wirbelsäulenchirurgie

Leistung in neuer Dimension

FLUID CONTROL Arthro ist ein neues Pumpensystem für die arthroskopische Endoskopie und die vollendoskopische Wirbelsäulenchirurgie. Seine besondere Stärke liegt in einer praxistgerechten Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit und ökonomischem Gesamtkonzept. Die neue Software und technische Erweiterungen prädestinieren FLUID CONTROL Arthro für diagnostische und therapeutische Eingriffe.



Leistungsreserven für alle Fälle

Durch die hohe Druck- und Förderkapazität bietet das System ausreichend Leistungsreserven für alle Eventualitäten. Insbesondere im **Wash Mode** werden dadurch schnell wieder optimale Sichtverhältnisse hergestellt.

- Druck: bis zu 200 mmHg
- Förderleistung: bis zu 2 l/min

Intelligentes Fluidmanagement

Die besonders durchdachte Regelung gleicht Druckschwankungen schnell aus, erkennt aber auch abrupte Unterbrechungen des Spülstroms, beispielsweise durch Schließen des Hahns am Endoskop. Kritische Überdrücke werden optisch und akustisch angezeigt.

Besonders anwenderfreundlich

Durch vordefinierte, aber auch frei programmierbare Indikations-Profile müssen Anwendungsparameter nicht immer neu eingegeben werden.


Spine-Mode

Speziell für den Einsatz in der vollendoskopischen Wirbelsäulenchirurgie wurde die besonders sichere Flow-Steuerung entwickelt:

- Optimale endoskopische Visualisierung von Spinalkanal und Bandscheibenraum
- Verbesserte Sicherheit durch permanente Drucküberwachung und Überdruckregulierung
- Standardisierte Anwendungsprofile für VERTEBRIS Instrumentensysteme
- Geringer Verbrauch an Spülflüssigkeit durch optimal geregelte Flow-Leistung

Innovatives Schlauchkonzept

Mit Schlauchsystemen von Richard Wolf erzielen Sie ein optimales Verhältnis zwischen Anwenderkomfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.



Weitere Schlauchvarianten ergänzen das System.

Komplett-Schlauchset

Einmal täglich oder seltener im Einsatz: Wir empfehlen ein **Komplett-Schlauchset**. Wählen Sie hier zwischen der wiederverwendbaren und der Einmal-Version.

Tages-Patienten-Schlauchset

Bereits ab zwei Eingriffen/Patienten pro Tag: Nutzen Sie das **Tages-Patienten-Schlauchset**. Es besteht aus einem Tagesschlauch, der den ganzen Tag an der Pumpe verbleibt und einem Patienten-Schlauch, der für jede OP gewechselt wird. Der Spülflüssigkeitsbeutel kann solange an der Pumpe verbleiben bis er komplett aufgebraucht ist. **Das reduziert die Abfallmenge und die Kosten deutlich.**

Hinweis: Die Verwendung der Tages-Patienten-Schlauchsets ist nicht für die Anwendung Spine-Mode freigegeben.

Sicherheit ist Programm

FLUID CONTROL Arthro zählt mit. Das System ist mit intelligenter **Transponder Technologie** ausgestattet. Diese erkennt automatisch, ob es sich um einen systemkompatiblen Richard Wolf-Schlauch handelt, den Schlauchtypus und die Anzahl der noch möglichen Anwendungen.

- Reduziert das Infektionsrisiko
- Optimiert den Komfortfaktor für das Personal

Einfach genial – genial gedoppelt

FLUID CONTROL Arthro **vereint Spül- und Absaugpumpe** in einem Gerät. Neben der Rollpumpe für die Spülung ist eine Vakuumpumpe integriert. Das spart ganz erheblich Kosten.

- Zwei Pumpen in einem Gerät
- Zur Absaugung genügt ein einfacher Schlauch. Es ist kein zweites Rollenpumpen-Schlauchset erforderlich.



Umfassender Bedienkomfort


Das neue Geräte-Design mit geneigter Front erlaubt einen bequemen Zugriff auf den großen Touchscreen.


- Intuitive Bedienung
- Autoklavierbare Fernbedienung
- Fußschalter zur Aktivierung des Wash Mode

FLUID CONTROL Arthro ist bereits zur **Integration in core**, den digitalen OP von Richard Wolf vorbereitet.

Bestelldaten

| Pumpe und Zubehör | |
|---|--|
|  | Starterset für die Arthroskopie: Arthro-Spine Saug-Spülpumpe 200 mmHg (2204001), Spülschlauchset mit Anstechdorn, L 3 m (4171223), Netzkabel (2440.03) |
| | Starterset für die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie oder Arthroskopie: Arthro-Spine Saug-Spülpumpe 200 mmHg (2204001), Softwaremodul Spine-Mode (2204101), Schlauchset mit Anstechdorn, L 3 m (4171223), Netzkabel (2440.03) |
|  | Fußschalter2204901* |

| Spülung | |
|---|---|
|  | Zubehör - wiederverwendbar Spülschlauchset mit Anstechdorn , inkl. 10 Ersatzmembranen, Silikon, VE = 1 ST, mit 2 Anstechdornen, 20x wiederverwendbar, für Fluid Control Arthro/Spine 2204 und Fluid Control Lap 2216, wiederverwendbar 8171223 |
| | Zubehör - zum Einmalgebrauch Schlauchset mit Anstechdorn L 3m , mit Y-Stück, PVC, VE = 10 ST, für Fluid Control Arthro/Spine 2204, Fluid Control Lap 2216 und Fluid Control 2225, steril, zum Einmalgebrauch 4171223 |
| | Spülschlauchset mit CARE-LOCK L 3m , mit Y-Stück, PVC, VE = 10 ST, für Fluid Control Arthro/Spine 2204, Fluid Control Lap 2216 und Fluid Control 2225, steril, zum Einmalgebrauch 4171224 |
| | Tagesspülschlauchset , mit Y-Stück, PVC, VE = 10 ST, für Fluid Control Arthro/Spine 2204, steril 4171226* |
| | Patientenspülschlauchset L 3m , PVC, VE = 10x Patientenspülschlauchset, mit Luer-Lock, für Fluid Control Arthro/Spine 2204, steril 4171227* |

| Absaugung | |
|---|---|
|  | Zubehör - wiederverwendbar Schlauchset für Vakuum , inkl. Filter, Nutzungsdauer 30 Tage, unsteril 2206207 |
| | Sekretbehälter 2 L , mit Deckel, wiederverwendbar 8170655 |
| | Zubehör - zum Einmalgebrauch Schlauchset für Absaugung (2 Anschlüsse) , einmalverwendbar, steril, (VE=10 ST.), (mit Y-Stück, zur Verbindung des Sekretbehälters mit dem Shaver-Handstück/Trokarhülse) T0503-01 |

* Nicht für Anwendung Spine-Mode freigegeben