

Wie läuft die Behandlung ab?

Die fokussierte Stoßwellentherapie (fESWT) ist eine patientenorientierte, nicht-invasive Behandlung, die ambulant in der Praxis durchgeführt wird.

Während der Behandlung spüren Sie kurze Impulse. Durch Ihre Rückmeldung helfen Sie dem Therapeuten, die Stoßwellen gezielt auf die schmerzhaften Stellen zu richten.

Eine Sitzung dauert nur wenige Minuten.

Die Anzahl der Behandlungen richtet sich nach dem Befund und dem individuellen Heilungsverlauf. Meist sind 3 bis 5 Sitzungen, 1-2-mal pro Woche, ausreichend.




Was sind die Vorteile der fokussierten Stoßwellenbehandlung ESWT?

Die Vorteile gegenüber anderen konservativen Therapieverfahren sind:

- Ambulante Durchführung
- Kurze Behandlungsdauer
- Keine Betäubung notwendig
- Behandlungsverlauf und -intensität kann in Abstimmung mit dem Anwender angepasst werden
- Die Anzahl der Sitzungen richtet sich nach dem individuellen Verlauf – meist werden 3 bis 5 Sitzungen angesetzt
- Medikamentenfrei – keine arzneimittelbedingten Nebenwirkungen
- Ziel ist es, körpereigene Prozesse der Regulation und Heilung anzuregen
- Sehr gut verträglich

Haben Sie Fragen? Vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne persönlich zu Möglichkeiten, Ablauf und Erfolgsaussichten der fokussierten Stoßwellentherapie.



 **Elvation®**

Elvation Medical GmbH
Ludwig-Wolf-Str. 6, 75249 Kieselbronn
+49 (0) 72 31 - 56 36 56 tel, www.elvation.de

RICHARD WOLF 

Manufactured by Richard Wolf,
distributed by Elvation.

Hinweis: Dieser Informationsflyer ersetzt keine ärztliche Beratung. Sprechen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden immer mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt.

Bleiben Sie flexibel



PiezoWave2T

Fokussierte Stoßwellentherapie (ESWT)
zur Behandlung von Beschwerden
des Bewegungsapparats

Was ist die fokussierte Stoßwellentherapie?

Fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie (fESWT) ist ein nicht-invasives Verfahren, bei dem akustische Wellen gezielt und gebündelt in tieferliegendes Gewebe übertragen werden.

Sie wird in der Orthopädie zur unterstützenden Behandlung bestimmter chronischer Beschwerden, vornehmlich am Muskel-Sehnenapparat eingesetzt.

Wie wirkt die fokussierte Stoßwellentherapie?

Die Stoßwellen erzeugen im Gewebe mechanische Impulse, die biologische Reaktionen auslösen und so therapeutisch genutzt werden können. Dieser mechanische Reiz wird in den Zellen umgewandelt zu biochemischen Prozessen, die körpereigene Reparaturmechanismen in Gang setzen, die Durchblutung erhöhen und Heilungsprozesse verstärken.

Wie ist die Verträglichkeit?

Die fESWT wird in der Regel gut vertragen. In Einzelfällen kann es nach der Behandlung zu vorübergehenden Hautreizungen oder einem Druckgefühl kommen – vergleichbar mit einem Muskelkater oder einer kurzfristigen Schmerzverstärkung. Diese Reaktionen klingen meist rasch ab.

Selbstverständlich klären wir Sie im Vorfeld individuell und umfassend auf.

Anwendungsbeispiele



Schulter

Weichteilbehandlung an der Rotatorenmanschette der Schulter mit und ohne Verkalkung „Tendinosis calcarea“ (Kalkschulter)

Fuß

Behandlung bei plantaren Fersenschmerzen „Plantarfasciitis mit/ohne Fersensporn“ und des Achillessehnenansatzes



Ellenbogen

Tennis- und Golferellenbogen „Epicondylitis humeri radialis und ulnaris“

Knie

Behandlung des Patella-sehnenansatzes „Patella-spitzen-Syndrom“



Welche Krankheitsbilder können behandelt werden?

Die Anwendung erfolgt nach individueller ärztlicher Indikation – typischerweise am Muskel- und Sehnenbereich:

- Sehnenreizungen und Verkalkungen der Schulter (z. B. Kalkschulter)
- Tennis-/Golferellenbogen
- Myofaszielles Schmerzsyndrom
- Schmerzsyndrome der Hüfte
- Schmerzen an der Kniescheibenspitze (Jumper´s Knee)
- Belastungsschmerz an der Schienbeinkante
- Achillessehnenbeschwerden
- Plantarer Fersenschmerz
- Nicht heilende Knochenbrüche (Pseudarthrose)

