



## Systeme de panier tamis

Panier-tamis universel


# Systeme de panier tamis

La solution optimale

Le systeme de paniers tamis Richard Wolf universels sert au rangement sûr et soigneux du jeu d'instruments précieux pendant la stérilisation, le transport et le stockage.

Grâce à la conception universelle des tamis, quasiment toutes les configurations de tamis imaginables peuvent être réalisées.







Les instruments à extrémité lourde sont fixés sûrement à l'aide de deux supports en silicone, l'un étant ouvert et l'autre étant fermé.



Le cadre double breveté de ces tamis pour instruments empêche que le treillis ne s'effiloche et ne risque de blesser l'utilisateur ainsi que d'abîmer l'emballage de stérilisation.

Ainsi, le cadre double est le garant de la plus haute sécurité et d'une très longue durée de vie.



Surfaces d'appui minimales pour une conception particulière des supports en silicone.

# Systeme de panier tamis




Manipulation et rangement très faciles

Illustration du système, ici :

Panier-tamis universel 2 (33002)  
et Panier-tamis universel 5 (33005)

Illustration du système, ici :



Panier-tamis universel 1 (33001)  
et Panier-tamis universel 3 (33003)



Support d'in-  
struments pour  
panier-tamis sont  
commandés séparément  
et conformément au diamètre  
des instruments respectifs.

# Système de panier tamis

## Informations nécessaires à la commande

Illustration	La description	Référence
 <p><b>Panier-tamis universel 1</b> avec tige pour instrument (2)</p>	<p>Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (2), dimensions intérieures (LxHxP) : 709 x 88 x 259 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 732 x 117 x 282 mm</p>	<b>33001</b>
 <p><b>Panier-tamis universel 2</b> avec tige pour instrument (4)</p>	<p>Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (4), dimensions intérieures (LxHxP) : 709 x 186 x 259 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 743 x 200 x 282 mm</p>	<b>33002</b>
 <p><b>Panier-tamis universel 3</b> avec tige pour instrument (2)</p>	<p>Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (2), dimensions intérieures (LxHxP) : 513 x 95 x 233 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 538 x 117 x 250 mm</p>	<b>33003*</b>
 <p><b>Panier-tamis universel 4</b></p>	<p>Logement : Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (LxHxP) : 513 x 95 x 233 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 538 x 117 x 250 mm</p>	<b>33004*</b>
 <p><b>Panier-tamis universel 5</b> avec tige pour instrument (4)</p>	<p>Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (4), dimensions intérieures (LxHxP) : 513 x 184 x 233 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 549 x 200 x 250 mm</p>	<b>33005*</b>

\* convient au bac standard (1 UPS = 1 unité de produit à stériliser)

# Système de panier tamis

## Accessoires


Illustration	La description	Référence
 <p><b>Tapis d'instruments pour panier-tamis</b></p>	stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions (LxP) : 500 x 226 mm	<b>33301</b>
 <p><b>Tige instrument pour panier-tamis</b></p>	Logement : instruments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	<b>33302</b>
 <p><b>Kit de fixation pour panier-tamis</b></p>	stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	<b>33303</b>
 <p><b>Support d'instrument pour panier-tamis</b></p>	Stockage et transport, pour l'alignement de la position axiale des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	<b>33304</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	fermé 3 compartiments, pour les instruments avec diamètre extérieur, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 40 x 5 mm	<b>33305</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	ouvert 3 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm	<b>33306</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	cerrado 5 partes, almacenamiento y transporte, para fijar instrumentos durante la esterilización (temperatura de vapor y baja), medidas exteriores (anch. x alt. x prof.): 109 x 35 x 5 mm	<b>33307</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	ouvert 5 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm	<b>33308</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	fermé 7 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm	<b>33309</b>
 <p><b>Support d'instruments pour panier-tamis</b></p>	ouvert 7 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 25 x 5 mm	<b>33310</b>

Illustration	La description	Référence
<p><b>Goupille d'arrêt pour panier-tamis</b></p>  <p>requis pour cela : <b>écrou moleté pour panier-tamis</b></p>	<p>pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), stockage et transport</p>	<p><b>64019127</b></p> <p><b>64082153</b></p>
 <p><b>Kit de bague de fixation</b></p>	<p>pour panier-tamis universel, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), stockage et transport, 1x Ø 90,0 x 3,0 mm, 1x Ø 116,0 x 3,0 mm, UE=2 PC</p>	<p><b>74002311</b></p>
 <p><b>Panier-tamis pour petites pièces</b></p>	<p>Logement : Petites pièces, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (LxHxP) : 109 x 20 x 109 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 128 x 40 x 121 mm</p>	<p><b>33006</b></p>

# Circuit de traitement



spirit of excellence



Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

J609H221021

Richard Wolf GmbH  
Pforzheimer Straße 32  
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 35-0  
Télécopie : +49 7043 35-4300  
info@richard-wolf.com

Gérant :  
Jürgen Pfab  
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031  
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 144 521 586  
Numéro d'identification fiscale : 48020/00171

find us on  
Social Media  
richard-wolf.com



richard-wolf.com