

**Unsere Flexibilität
ist Ihre Sicherheit**

**Siebkorb
für flexible Endoskope**

Siebkorb für flexible Endoskope



spirit of excellence

Unser Siebkorb für flexible Endoskope ist dank seiner intelligenten Silikon-Halterungen nicht nur extrem sicher sondern auch universell für all Ihre flexiblen Endoskope von Richard Wolf einsetzbar.

- Für alle flexiblen Endoskope von Richard Wolf
- Für alle Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren wie z.B. Ethylenoxid- und Plasmasterilisation geeignet
- Minimale Auflagefläche für ein optimales Sterilisationsergebnis
- Schutz gegen Erschütterungen durch schwebende Lagerung in Silikon
- Integrierter Kleinteilekorb für Zubehör
- Sichere Aufbereitung, Lagerung und Transport
- Einfaches Handling



Siebkorb für flexible Endoskope

Aufnahme: flexible Endoskope,
zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur),
Lagerung und Transport,

Innenmaße (B x H x T):

432 mm x 88 mm x 272 mm,

Außenmaße (B x H x T):

448 mm x 106 mm x 288 mm 33016

Fixierring Ø 50,39mm 643301261

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

J614de111021

