

**Notre flexibilité
est votre sécurité**

**Panier-tamis
pour endoscopes flexibles**

Panier-tamis pour endoscopes flexibles

Grâce aux supports en silicone intelligents, notre panier-tamis pour endoscopes flexibles est extrêmement sûr tout en permettant un emploi universel pour tous les endoscopes flexibles de Richard Wolf.

- Pour tous les endoscopes flexibles de Richard Wolf
- Pour tous les procédés de stérilisation à basse température tels que la stérilisation à l'oxyde d'éthylène et la stérilisation au plasma
- Surfaces d'appui minimales pour un résultat optimal de la stérilisation
- Protection contre les chocs grâce à la structure flottante en silicone
- Panier pour petites pièces intégré pour accessoires
- Traitement, stockage et transport sûrs
- Manipulation aisée



Panier-tamis pour endoscopes flexibles

Logement: endoscope flexible, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp): 432 mm x 88 mm x 272 mm, dimensions extérieures (lxhxp): 448 mm x 106 mm x 288 mm33016

Bague de fixation Ø 50,39mm 643301261