


## BROSSES DE NETTOYAGE POUR USAGE UNIQUE POUR INSTRUMENTS RIGIDES



pour usage unique (UE=10 PCS)	Tête de brosse Ø mm	Longueur de brosse LB mm	Longueur totale LT mm	Couleur	pour canal Ø mm	Référence
Brosse de nettoyage Ø 2mm LT 400mm	2	20	400	bleu	1.0 - 1.5	7970402
Brosse de nettoyage Ø 2mm LT 700mm			700			7970702
Brosse de nettoyage Ø 3mm LT 400mm	3	30	400	rouge	1.6 - 2.5	7970403
Brosse de nettoyage Ø 3mm LT 700mm			700			7970703
Brosse de nettoyage Ø 4mm LT 400mm	4	30	400	jaune	2.6 - 3.5	7970404
Brosse de nettoyage Ø 4mm LT 700mm			700			7970704
Brosse de nettoyage Ø 5mm LT 400mm	5	48	400	vert	3.6 - 4.5	7970405
Brosse de nettoyage Ø 5mm LT 700mm			700			7970705
Brosse de nettoyage Ø 7mm LT 400mm	7	48	400	violet	4.6 - 6.5	7970407
Brosse de nettoyage Ø 7mm LT 700mm			700			7970707
Brosse de nettoyage Ø 9mm LT 400mm	9	48	400	orange	6.6 - 8.5	7970409
Brosse de nettoyage Ø 9mm LT 700mm			700			7970709
Brosse de nettoyage Ø 11mm LT 400mm	11	48	400	blanc	8.6 - 10.5	7970411
Brosse de nettoyage Ø 11mm LT 700mm			700			7970711
<b>(UE=5 PCS)</b>						
Brosse de nettoyage Ø 14mm LT 400mm	14	48	400	rose	10.6 - 13.5	7970414
Brosse de nettoyage Ø 14mm LT 700mm			700			7970714
Brosse de nettoyage Ø 17mm LT 400mm	17	48	400	noir	13.6 - 16.5	7970417
Brosse de nettoyage Ø 17mm LT 700mm			700			7970717
Brosse de nettoyage Ø 20mm LT 400mm	20	48	400	bleu claire	16.6 - 19.5	7970420
Brosse de nettoyage Ø 20mm LT 700mm			700			7970720