



Hygiène · Traitement

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet





7

Accessoires / Joints en caoutchouc




8

Soufflette à poire pour insufflation d'air




PANIERS

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour fibre laser</p> <p>pour ça: </p> <p>Bague de fixation Ø 34,6mm</p>	<p>Logement: fibre laser, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 231x52x223mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 248x72x239mm</p> <p>pour panier-tamis pour fibre laser, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, Ø 34,6x2,62mm, UE=5 PC.</p>	<p>38001</p> <p>643301262</p>
 <p>Panier-tamis pour tête de caméra</p> <p>pour ça :</p> <p>Set de chaînes de fixation</p>	<p>Logement: tête de caméra, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 434x62x189mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 448x73x200mm</p> <p>Convient à :</p> <ul style="list-style-type: none"> 85525902 : Logic HD tête de camera cable 3m 85525922 : Logic HD tête de camera cable 3m 85525923 : Logic HD tête de camera cable 5m 85525942 : Logic 4K tête de camera 5525933 : Logic HD tête camera pendulaire cable 3m 5525833 : Logic HD tête de camera pendulaire blue 5514901 : Performance tête de camera cable 4m 5514961 : Performance tête de camera cable 4m 5521902 : Flex HD tête de camera cable 2,5m <p>pour panier-tamis pour tête de caméra, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, chaînes de fixation : 1x 6 compartiments, 6 x 7 compartiments, 1x 8 compartiments</p>	<p>38002</p> <p>643301174</p>
 <p>Panier-tamis pour vidéomédiastinoscope</p>	<p>Logement: vidéo-médiastinoscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec support d'instrument, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 234x67x224mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 256x85x250mm</p>	<p>38007</p>




PANIER

Illustration		La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour optique standard 1</p>		Logement : optique standard, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport dimensions intérieures (lxhxp) : 270x52x40mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 297x54x59mm	38015
<p>Panier-tamis pour optique standard 2</p>		dimensions intérieures (lxhxp) : 454x52x40mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 481x54x59mm	38016
<p>Panier-tamis pour optique standard</p>		dimensions intérieures (lxhxp) : 592x52x40mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 619x54x59mm	38017
pour ça :	<p>Chaîne de fixation quadruple</p>	pour panier-tamis, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport	64271020
	<p>Étrier de verrouillage pour panier-tamis</p>	obturateur pour panier-tamis pour optique, remplaçable	64076028
 <p>Panier-tamis tractus urinaire supér. 1</p>		Logement : urétéroscope, néphroscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec supports pour sonotrodes, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 619x65x124mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 635x75x132mm convient à : 8701.xxx : Urétéroréno-scopie 8702.xxx : Urétéroréno-scopie E-Line 8703.xxx : Urétéroréno-scopie E-Line 8704.xxx : Urétéroréno-scopie E-Line 8708.xxx : Urétérorenoscopie à irrigation continue 8968.421 : Néphroscopie 12°	38003
 <p>Panier-tamis pour cystoscope/optique</p>		Logement : cystoscope, optique, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x65x124mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x75x132mm Convient à : 8626.531: Cystoscope 12° 8632.411: Optique d'opération 8643.401: Optique PANOVIEW Plus 8746.401: Optique d'opération 12°	38004




PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour discoscope</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur d'irrig.</p>	<p>Logement : discoscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x65x124mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x75x132mm</p> <p>convient à :</p> <p>89210.1253: Discoscope 25° 89210.1254: Discoscope 25° 89210.3253: Discoscope 25° 89210.3254: Discoscope 25°</p>	<p>38005</p> <p>64164.039</p>
 <p>Panier-tamis pour hystéroscope 1</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur</p>	<p>Logement : hystéroscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, pour le logement de chemise interchangeable, our petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 467x75x132mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x75x132mm</p> <p>convient à :</p> <p>8753.411 : Optique 12°</p>	<p>38006</p> <p>64164.033</p>
 <p>Panier-tamis pour hystéroscope 2</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur d'irrig.</p>	<p>Logement : Hystéroscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x80x124mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x90x132mm</p> <p>Convient à :</p> <p>8986.401 : Hystéroscope 20° 8977.411 : Mini-hystéroscope compact 8793.401 : Diskoscope PANOVIEW PLUS 8792.401: Diskoscope PANOVIEW PLUS 8792.411: Diskoscope PANOVIEW PLUS 8767.412: Optique PANOVIEW PLUS</p>	<p>38009</p> <p>64164.039</p>

PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour optique</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur</p>	<p>Logement: Optique, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp): 451x65x124mm, dimensions extérieures (lxhxp): 467x75x132mm</p> <p>convient à :</p> <p>8920.4011: Optique d'op cpl</p>	<p>38008</p> <p>64164.031</p>
 <p>Panier-tamis pour optique stéréo</p>	<p>Logement: optique stéréo, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x130x189mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 477x139x196mm</p> <p>convient à :</p> <p>8840.402 : Optique 40°</p> <p>884080 : Stereo-endoscope 50°</p>	<p>38010</p>
 <p>Cesta malla para nefroscopio</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur d'irrigation</p> <p>Adaptateur</p>	<p>Logement: Néphroscopie, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x65x164mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x75x172mm</p> <p>convient à :</p> <p>8964.401 : Néphroscopie 12°</p> <p>8965.401 : Néphroscopie 20°</p> <p>8965.411 : Néphroscopie 20°</p> <p>8966.401 : Néphroscopie 12°</p> <p>convient à : 8964.401/8965.401/8965.411</p> <p>convient à : 8966.401</p>	<p>38011</p> <p>64164.038</p> <p>64164.031</p>

PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour cysto-urétroscope</p>	<p>Logement : Cysto-urétroscope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 435x54x73mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 451x64x80mm</p> <p>convient à : 8642.403 : Cystoscope 25° 8645.403 : Cystoscope 25°</p>	<p>38013</p>
 <p>Panier-tamis pour morcescope</p> <p>pour ça :</p> <p>Adaptateur</p>	<p>Logement : morcescope, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec panier pour petites pièces, dimensions intérieures (lxhxp) : 451x65x164mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 467x75x172mm</p> <p>convient à : 8970.401 : Morcescope 12° 8970402 : Morcescope 12° 8970403 : Morcescope 0° 8970405 : Morcescope 0° 8970407 : Morcescope 12</p>	<p>38012</p> <p>64164.031</p>
 <p>Panier-tamis pour optique 3D</p> <p>pour ça :</p> <p>Set de chaînes de fixation</p>	<p>Logement : optique 3D, pour le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 569x69x189mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 583x80x200mm</p> <p>convient à : 89346311 : 3D Endoscope cpl 893446311 : 3D Endoscope cpl 89346321 : 3D Endoscope cpl 893446321 : 3D Endoscope cpl</p> <p>pour panier-tamis pour optique 3D, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, chaînes de fixation : 1x 5 compartiments, 1x 6 compartiments, 2x 7 compartiments, 1x 8 compartiments</p>	<p>38014</p> <p>643301187</p>

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet

7

Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air




SYSTÈME DE PANIERS TAMIS






Le système de paniers tamis RICHARD WOLF multifonctionnel sert au rangement sûr et soigneux des instruments pendant

- la stérilisation
- le transport
- le stockage

Grâce à la conception universelle des tamis, quasiment toutes les configurations de tamis imaginables peuvent être réalisées.













SYSTÈME DE PANIERS-TAMIS




Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis universel 1 avec tige pour instrument (2)</p>	Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (2), dimensions intérieures (lxhxp) : 709x88x259mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 732x117x282mm	<p>33001</p>
 <p>Panier-tamis universel 2 avec tige pour instrument (4)</p>	Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (4), dimensions intérieures (lxhxp) : 709x186x259mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 743x200x282mm	<p>33002</p>
 <p>Panier-tamis universel 3 avec tige pour instrument (2)</p>	Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (2), dimensions intérieures (lxhxp) : 513x95x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 538x117x250mm	<p>33003*</p>
 <p>Panier-tamis universel 4</p>	Logement : Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x95x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 538x117x250mm	<p>33004*</p>
 <p>Panier-tamis universel 5 avec tige pour instrument (4)</p>	Logement : Instrument et accessoires, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tige pour instrument (4), dimensions intérieures (lxhxp) : 513x184x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x200x250mm	<p>33005*</p>

* convient au bac standard (1 UPS = 1 unité de produit à stériliser)





ÉQUIPEMENT DE SYSTÈME DE PANIERS-TAMIS

Illustration	La description	Référence
 <p>Tapis d'instruments pour panier-tamis</p>	stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions (lxP) : 500x226mm	33301
 <p>Tige instrument pour panier-tamis</p>	Logement : instruments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	33302
 <p>Kit de fixation pour panier-tamis</p>	stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	33303
 <p>Support d'instrument pour panier-tamis</p>	Stockage et transport, pour l'alignement de la position axiale des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température)	33304
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	fermé 3 compartiments, pour les instruments avec diamètre extérieur, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x40x5mm	33305
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	ouvert 3 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x35x5mm	33306
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	fermé 5 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x35x5mm	33307
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	ouvert 5 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x35x5mm	33308
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	fermé 7 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x35x5mm	33309
 <p>Support d'instruments pour panier-tamis</p>	ouvert 7 compartiments, stockage et transport, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), dimensions extérieures (lxhxp) : 109x25x5mm	33310

ÉQUIPEMENT DE SYSTÈME DE PANIERS-TAMIS

Illustration	La description	Référence
<p>Goupille d'arrêt pour panier-tamis</p>  <p>requis pour cela : écrou moleté pour panier-tamis</p>	<p>pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), stockage et transport</p>	<p>64019127</p> <p>64082153</p>
 <p>Kit de bague de fixation</p>	<p>pour panier-tamis universel, pour la fixation des instruments pendant la stérilisation (vapeur et basse température), stockage et transport, 1x Ø 90,0x3,0mm, 1x Ø 116,0x3,0mm, UE=2 PC.</p>	<p>74002311</p>
 <p>Panier-tamis pour petites pièces</p>	<p>Logement : Petites pièces, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhxp) : 109x20x109mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 128x40x121mm</p>	<p>33006</p>

PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis kit base arthroscopie genou</p>	<p>Logement: kit de base d'arthroscopie du genou, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x150x250mm</p>	<p>33007</p>
 <p>Panier-tamis arthroscop. genou LCA/LCP1</p>	<p>Logement: instruments pour arthroscopie du genou LCA/LCP 1, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x150x250mm</p>	<p>33008</p>
 <p>Panier-tamis arthroscop. genou LCA/LCP1</p>	<p>Logement: instruments pour arthroscopie du genou LCA/LCP 2, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x150x250mm</p>	<p>33009</p>
 <p>Panier-tamis plan de travail arthro genou</p>	<p>Logement: plan de travail arthroscopie du genou, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x150x250mm</p>	<p>33010</p>




convient au bac standard (1 UPS = 1 unité de produit à stériliser)

PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour arthroscopie de l'épaule</p> <p>pour ça :</p> <p>Bague de fixation Ø 50,39mm</p>	<p>Logement : instruments pour arthroscopie de l'épaule, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x95x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 538x117x250mm</p> <p>pour panier-tamis pour endoscope flexible, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, Ø 50,39x3,53mm, UE=10 PC.</p>	<p>33012</p> <p>643301261</p>
 <p>Panier-tamis pour VERTEBRIS lombaire</p>	<p>Logement : instruments VERTEBRIS lombaire, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 549x150x250mm</p>	<p>33011</p>
 <p>Panier-tamis pour VERTEBRIS foraminotomie</p>	<p>Logement : instruments VERTEBRIS foraminotomie, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments,</p> <p>dimensions intérieures (lxhxp) : 503x42x246mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 525x65x255mm</p>	<p>33013</p>
<p>Panier-tamis pour traitement de la douleur</p>	<p>dimensions intérieures (lxhxp) : 503x72x246mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 525x95x255mm</p>	<p>33014</p>

convient au bac standard (1 UPS = 1 unité de produit à stériliser)

PANIER

Illustration	La description	Référence
 <p>Panier-tamis pour VERTEBRIS sténose</p>	<p>Logement: instruments VERTEBRIS sténose, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec logements pour instruments, dimensions intérieures (lxhp): 513x134x233mm, dimensions extérieures (lxhp): 549x150x250mm</p>	<p>33015</p>
 <p>Panier-tamis pour endoscopes flexibles</p> <p>pour ça :</p>  <p>Bague de fixation Ø 50,39mm</p>	<p>Logement: ENDOSCOPE FLEXIBLE, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions intérieures (lxhp): 432x88x272mm, dimensions extérieures (lxhp): 448x106x288mm</p> <p>pour panier-tamis pour endoscope flexible, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, Ø 50,39x3,53mm, UE=10 PC.</p>	<p>33016</p> <p>643301261</p>



III22 || Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

RIWO-SYSTEM-TRAYS



	La description	Référence
Bac (lxhxp) 300x60x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 300x57x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 366x77x186mm	33019
Bac (lxhxp) 300x60x200mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 300x57x200mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 366x77x266mm	33020
Bac (BxHxT) 400x60x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 400x57x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 466x77x186mm	33021
Bac (lxhxp) 400x60x200mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 400x57x200mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 466x77x266mm	33022
Bac (lxhxp) 500x60x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 500x57x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 566x77x186mm	33023
Bac (lxhxp) 500x60x200mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 500x57x200mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 566x77x266mm	33024
Bac (lxhxp) 500x75x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 500x73x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 566x92x186mm	33017
Bac (lxhxp) 600x60x200mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 600x57x200, dimensions extérieures (lxhxp) : 666x77x266mm	33025
Bac (lxhxp) 700x60x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 700x57x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 766x77x186mm	33026
Bac (lxhxp) 700x60x200mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 700x57x200mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 766x77x266mm	33027
Bac (lxhxp) 700x75x120mm	Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (lxhxp) : 700x73x120mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 766x92x186mm	33018

RIWO-SYSTEM-TRAYS


		
	La description	Référence
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour coin du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (lxP): 198,6x118,6mm	75219.013
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour partie centrale du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (lxP): 198,6x158,6mm	75219.014
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour coin du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (lxP): 118,2x118,2mm	75219.016
Tapis d'instruments pour bac	Instrumentenmatte für Behälter (Mittelstück), zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, Maße (BxT): 157,6x118,2mm	75219.017
		
	La description	Référence
Tapis d'instruments pour couvercle	tapis d'instruments pour couvercle, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, 3 boutons-poussoirs associés, dimensions (lxP): 172x62mm	75219.012
Tapis d'instruments pour couvercle	tapis d'instruments pour couvercle, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, 2 boutons-poussoirs associés, dimensions (lxP): 92x62mm	75219.015
Bouton-poussoir pour couvercle	bouton-poussoir pour fixer le tapis d'instruments pour couvercle	75054.004

RIWO-SYSTEM-TRAYS

AFFECTATION DES BACS ET DES TAPIS D'INSTRUMENTS CORRESPONDANTS

Bac pour instruments	Tapis d'instruments pour bac	Tapis d'instruments pour couvercle	Bouton-poussoir pour couvercle
			
33019	2x 75219.016	2x 75219.015	4x 75054.004
33020	2x 75219.013	2x 75219.012	6x 75054.004
33021	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33022	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33023	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33024	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33017	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33025	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33026	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004
33027	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33018	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004

FOURREAU DE PROTECTION DE STÉRILISATION

Illustration	La description	Référence
 <p>Fourreau de protection de stérilisation pour ça : Bouchon</p>	<p>Logement : électrodes de résection et de vaporisation, couteau d'uréthrotome, 5 pièces max., pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, DE 22mm, LT 328mm</p>	<p>33030</p> <p>64192.019</p>

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet




7

Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

RIWO-BACS

Illustration	La description	Référence
 <p>Bac (lxhxp) 432x100x150mm</p>	<p>Logement : instruments, pour le nettoyage, la désinfection et la neutralisation, dimensions intérieures (lxhxp) : 432x100x150mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 550x157x200mm</p>	<p>68601</p>
 <p>Bac (lxhxp) 760x100x150mm</p>	<p>Logement : instruments, pour le nettoyage, la désinfection et la neutralisation, dimensions intérieures (lxhxp) : 760x100x150mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 880x157x200mm</p>	<p>68602</p>
 <p>Bac (lxhxp) 548x100x348mm</p>	<p>Logement : instruments, pour le nettoyage, la désinfection et la neutralisation, dimensions intérieures (lxhxp) : 548x100x348mm, dimensions extérieures (lxhxp) : 600x139x400mm</p>	<p>68603</p>

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet


7

Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

PISTOLET DE NETTOYAGE PAR JET D'EAU



		Référence	
Pistolet de nettoyage par jet d'eau Adaptateurs (A-H) et support inclus	pour raccordement au robinet d'eau avec filetage 3/4" droit	6199.00	
Adaptateurs (A-H)	Les adaptateurs sont destinés à nettoyer ce qui suit :		
	A	Chemises et inserts, seringues, canules d'injection	15515.003
	B	Chemises, pipettes graduées et pipettes de sang	15515.004
	C	Cathéters	15515.005
	D	Tuyaux flexibles de drainage	15515.006
	E	Robinets, canules et seringues	15515.007
	F	Embouts arrosoirs	15515.009
	G	Bouteilles	15515.008
H	Pompes à jet d'eau (avec certains embouts convenant également au séchage)	15515.010	

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Illustration	La description		Référence
	Crochet pour joint torique	pour un démontage facile des joints toriques	15106.230
	Poire pour purge de canaux	pour purger les canaux	103.00
	Loup		9500.103
	Pince de nettoyage pour élément de travail		15242024
	Écarteur de nettoyage	pour le traitement en machine de la poignée d'aspiration et d'irrigation 8475.26	8475621

ADAPTATEURS POUR LAVEURS-DÉSINFECTEURS

TRAITEMENT EN MACHINE

Illustration	La description	passend für	Référence
	Adaptateur d'irrig. Ø 9 mm, longueur 64 mm	pour tubes de chemise isolés 8388200 / 8388201 / 8388202 / 8388203 / 8390933 / 8391933 / 8392933 / 8393933 / 8394933 / 8392935 / 8393935 / 8394935	163502
	Adaptateur de rinçage	pour test d'étanchéité en laveur-désinfecteur d'endoscopes OLYMPUS	163503
	Adaptateur	pour test d'étanchéité en laveur- désinfecteur d'endoscopes OLYMPUS	163.905
	Adaptateur d'irrig.	pour bronchoscopes flexibles avec soupape d'aspiration	163912
	Adaptateur	pour urétéro-rénoscopes pour nettoyer le canal fibre optique	163914
	Adaptateur d'irrig.	pour poignée moteur 89951.0001	163951
	Adaptateur d'irrig.	pour poignée moteurs 89955.0000, 89955.0003, 89955.00001, 89955.00031	163955
	Adaptateur d'irrig.	pour poignée moteur 8564.021	163956
	Pièce de raccordement, cpl.	pour endoscopes flexibles	15028.083
	Pièce de raccordement, cpl.	pour bronchoscopes flexibles	15028103

ADAPTATEURS POUR LAVEURS-DÉSINFECTEURS

TRAITEMENT EN MACHINE









Illustration	La description	convient á	Référence
	Rallonge	pour test d'étanchéité en laveurs-désinfecteurs d'endoscopes d'autres fabricants	15092.102
	Rallonge	pour panier de traitement 38008/38011/38012	64164.031
	Adaptateur d'irrigation	pour panier de traitement 38011	64164.038
	Adaptateur d'irrig.	pour panier de traitement 38009	64164.039
	Adaptateur d'irrig.	pour pinces / ciseaux DuoRotate 5 mm / 10 mm	8399300

Illustration	pour les uréthro-cystoscopes, hystérocopes et nasopharyngo-laryngoscopes	convient á	Référence
	Connexion de tube	Ø 3 mm, male	886.00
	Connexion de tube 4mm	Ø 4 mm, male Longueur 29,5 mm	886.01
	Connexion de tube Ø 3mm	Ø 3 mm, femelle	891.00
	Raccord de tuyau luerlock	Ø 4 mm, femelle	15023.041

BROSSES DE NETTOYAGE POUR USAGE UNIQUE POUR INSTRUMENTS RIGIDES



pour usage unique (UE=10 PCS)	Tête de brosse \varnothing mm	Longueur de brosse LB mm	Longueur totale LT mm	Couleur	pour canal \varnothing mm	Référence
Brosse de nettoyage \varnothing 2mm LT 400mm	2	20	400	bleu	1.0 - 1.5	7970402
Brosse de nettoyage \varnothing 2mm LT 700mm			700			7970702
Brosse de nettoyage \varnothing 3mm LT 400mm	3	30	400	rouge	1.6 - 2.5	7970403
Brosse de nettoyage \varnothing 3mm LT 700mm			700			7970703
Brosse de nettoyage \varnothing 4mm LT 400mm	4	30	400	jaune	2.6 - 3.5	7970404
Brosse de nettoyage \varnothing 4mm LT 700mm			700			7970704
Brosse de nettoyage \varnothing 5mm LT 400mm	5	48	400	vert	3.6 - 4.5	7970405
Brosse de nettoyage \varnothing 5mm LT 700mm			700			7970705
Brosse de nettoyage \varnothing 7mm LT 400mm	7	48	400	violet	4.6 - 6.5	7970407
Brosse de nettoyage \varnothing 7mm LT 700mm			700			7970707
Brosse de nettoyage \varnothing 9mm LT 400mm	9	48	400	orange	6.6 - 8.5	7970409
Brosse de nettoyage \varnothing 9mm LT 700mm			700			7970709
Brosse de nettoyage \varnothing 11mm LT 400mm	11	48	400	blanc	8.6 - 10.5	7970411
Brosse de nettoyage \varnothing 11mm LT 700mm			700			7970711
(UE=5 PCS)						
Brosse de nettoyage \varnothing 14mm LT 400mm	14	48	400	rose	10.6 - 13.5	7970414
Brosse de nettoyage \varnothing 14mm LT 700mm			700			7970714
Brosse de nettoyage \varnothing 17mm LT 400mm	17	48	400	noir	13.6 - 16.5	7970417
Brosse de nettoyage \varnothing 17mm LT 700mm			700			7970717
Brosse de nettoyage \varnothing 20mm LT 400mm	20	48	400	bleu claire	16.6 - 19.5	7970420
Brosse de nettoyage \varnothing 20mm LT 700mm			700			7970720

BROSSES DE NETTOYAGE POUR USAGE UNIQUE

BARRE DE RANGEMENT




- Brosses diverses et variées pour l'ensemble de la gamme d'instruments de Richard Wolf
- Marquage de couleur
- Brosses validées pour le diamètre indiqué
- Aucun traitement requis



		Référence
Barre de rangement brosses de nettoyage	pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage, pour le montage mural, Matériau : acier inoxydable, à usage multiple	7970901

BROSSES DE NETTOYAGE POUR USAGE UNIQUE

POUR ROBINETS ET ROBINETS D'ARRÊT



pour usage unique (UE= 50 PCS)	Tête de brosse B		Longueur de brosse LB		Longueur totale LT	Couleur	pour robinet d'arrêt/corps de robinet avec	Référence
	B1 Ø mm	B2 Ø mm	LB1 mm	LB2 mm	mm		Picots	
Brosse de nettoyage double con./Droite	conique 4-7	3	35	20	180	bleu	2	7980001
	conique 5-9	4	35	20	180	rouge	3	7980002
	conique 6-11	5	35	20	180	jaune	4	7980003


pour ça :



		Référence
Distributeur de brosses de nettoyage	pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage, pour le montage mural, Matériau : acier inoxydable, à usage multiple	7980901

BROSSES DE NETTOYAGE POUR USAGE UNIQUE


POUR ENDOSCOPES FLEXIBLES



pour usage unique (UE= 10 PCS)	Ø mm	Couleur	Longueur de brosse LB mm	Longueur totale LT mm	Emploi		Référence
					dans le canal opérateur et le canal laser	dans les endoscopes flexibles	
Brosse de nettoyage Ø 2mm LT 1200mm	2	jaune	20	1200	Ø 1.0 - 1.5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx 7330.xxx 7331.xxx	7990001
Brosse de nettoyage Ø 3mm LT 1200mm	3	vert	30	1200	Ø 2.0 - 2.5 mm	7250.011 7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx 7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
Brosse de nettoyage Ø 0,85mm LT 1200mm	0.85	bleu	10	1200	Ø 0.8 mm	7356xxx	7990003
Brosse de nettoyage Ø 5mm LT 1200mm	5	blanc	20	1200	Ø 2.5 - 3.5 mm	7235xxx 7236xxx 7260xxx 7315xxx	7990005

Brosses de nettoyage

POUR LE NETTOYAGE DE SURFACE



	Brosse de nettoyage LB mm	Référence
Brosse de nettoyage droit, pour usage unique (UE=10 PCS)	25	8691



	Brosse de nettoyage LB mm	Référence
Brosse de nettoyage angulaire, autoclavable	42	86.90

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet

7

Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

REPROCESSING ACCESSORIES / PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN



163.903



163.904

Accessoires de traitement		Référence
Essai d'étanchéité pour Endoscopes flex.	à usage multiple	163.903
Soupape de compensation de pression	à usage multiple	163.904

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet





7


Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

GRIFFE DE ROBINET

Illustration		Boisseaux de robinet démontables	Référence
		Boisseau de robinet pour robinet à deux voies	15036060
	Picots	Boisseaux de robinet démontables	Référence
	● ●	Griffe de robinet cpl DU 2,5mm, diamètre intérieur 1,8 mm / 2,5 mm, identification : 2 picots (UE= 5 PCS)	896.0001
	● ● ●	Griffe de robinet cpl DU 3,0mm, diamètre intérieur 3,0 mm, identification : 2 picots (UE= 5 PCS)	896.0002
	● ● ● ●	Griffe de robinet cpl DU 4,2mm, diamètre intérieur 4,2 mm, identification : 4 picots (UE = 5 PCS)	896.0003



Pour éviter toute confusion, les corps de robinet sont pourvus du même nombre de points/picots que les boisseaux de robinet correspondants.

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet

7

Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

CAPUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

Illustration		Diamètre intérieur Ø mm	Couleur	Référence
Capuchon d'étanchéité pequeña, UE= 10 PCS 	Capuchon d'étanchéité sans trous	-	rotorange	89.20
	Capuchon d'étanchéité DU <2,4mm	< 2,4	schwarz	89.00
	Capuchon d'étanchéité DU 2,4-3,4mm	2,4 - 3,4	rot	89.01
	Capuchon d'étanchéité DU 3,4-5,1mm	3,4 - 5,1	blau	89.02
	Capuchon d'étanchéité DU 5,1-6,0mm	5,1 - 6,0	grau	89.03
	Capuchon d'étanchéité DU 6,0-7,0mm	6,0 - 7,0	braun	89.04
	Capuchon d'étanchéité DU 6,0-7,0mm	7,0 - 8,0	gelb	89.05
	Capuchon d'étanchéité DU 9,5-10,1mm	9,5 - 10,1	rot	89.08
	Capuchon d'étanchéité DU >10,1mm	> 10,1	blau	89.09
	Capuchon d'étanchéité DU 13,0-13,8mm	13,0 - 13,8	rot	89.10
	Capuchon d'étanchéité DU 4-6mm	4,0 - 6,0	rot	89.141
	Capuchon d'étanchéité DU 7,5-8,5mm	7,5 - 8,5	blau	89.161
	Capuchon d'étanchéité DU 7,0mm	7,0	braun	89.171
Capuchon d'étanchéité avec cruciforme 	pour fourreaux de trocar avec chemise, UE=10 PCS	-	rotorange	89.90
RIWO capuchon en caoutchouc UE=10 PCS 	RIWO capuchon en caoutchouc sans trous	-	rotorange	88.00
	RIWO capuchon en caoutchouc DU 0,5mm	0,5	rot	88.005
	RIWO capuchon en caoutchouc DU 0,8mm	0,8	rotorange	88.01
	RIWO capuchon en caoutchouc DU 1,4mm	1,4	blau	88.02
	RIWO capuchon en caoutchouc DU 2,4mm	2,4	schwarz	88.03
	RIWO capuchon en caoutchouc DU 4,0mm	4,0	grün	88.04
	Capuchon en caoutchouc pour hysteroscope verlängert, UE=1 PCS	-	rotorange	18.01

HYGIÈNE · TRAITEMENT

1

Traitement en machine - Stérilisation - Storage - Transport

2

Stérilisation - Storage - Transport

3

Traitement manuel - Nettoyage - désinfection - neutralisation

4

Accessoires de traitement

5

Produits de nettoyage et d'entretien

6

Boisseaux de robinet

7







Capuchons d'étanchéité

8

Soufflette à main insufflation d'air

SOUFFLETTE POUR USAGE UNIQUE

PARA LA INSUFLACIÓN DE AIRE

Illustration soufflette		Applications		
		 Pharynx et larynx / Thoracoscope		
		 Proctoscopie / Rectoscopie		
pour usage unique		Ø mm	LT mm	Référence
	Soufflette avec filtre à usage unique, stérile (UE= 5 PCS)	49	567	412700
	Tube de rectoscope Ø 21mm LU 250mm avec obturateur, gradue, stérile (UE=10 PCS)	21	LU 250	4844255
	Tube de proctoscope Ø 21mm LU 117mm avec obturateur, gradue, stérile (UE= 10 PCS)	21	LU 117	4844120

