







ERAGON modular micro
modular scissors 2 mm


ERAGON modular micro
modulare Schere 2 mm

 Alle Innenteile und Schaftrohre sind ebenfalls mit ERAGONaxial kombinierbar. <i>All jaw inserts and sheaths can also be combined with ERAGONaxial.</i>	Griffvarianten / Handle type  HF / mono ohne Sperre, drehbar <i>without locking mechanism, rotatable</i>	Drehradaufsatz, ERAGONaxial <i>Knob attachment, ERAGONaxial</i>  autoklavierbar / autoclavable
	Typen / Types	83930083

Innenteil mit isoliertem Schaftrohr <i>Jaw insert with insulated sheath tube</i>  MTL / JL*	Griffvarianten / Handle type  HF / mono ohne Sperre, drehbar <i>without locking mechanism, rotatable</i>	Komplett-Instrument • Innenteil mit Schaftrohr • Handgriff Complete instrument • Jaw insert with sheath tube • Handle	
	NL / WL 240 mm Typen / Types	83930073	Typen / Types
 Schere gerade, doppelbeweglich, MTL= 7 mm Scissors <i>straight, double jaw action</i> JL= 7 mm Typen / Types	8388200		83882007

* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)

* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)



For manual and machine reprocessing:

Für manuelle und maschinelle Aufbereitung:

Irrigation adapter, Ø 9 mm, length 64 mm 163502

Spüladapter, Ø 9 mm, Länge 64 mm 163502

HF connecting cable see page BDE 197.

HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.