


Eine saubere Sache




Aufbereitungskörbe



zur sicheren Aufnahme einer Optik bei Transport,
Lagerung, maschineller Aufbereitung und Sterilisation

Aufbereitungskörbe

zur sicheren Aufnahme einer Optik bei Transport,
Lagerung, maschineller Aufbereitung und Sterilisation



- **3 verschiedene Längen**
für praktisch alle endoskopischen Optiken
- **Transport**
durch federnde Lagerung mittels Silikonstrips ist die Optik perfekt gegen Erschütterungen oder Anschläge am Korb geschützt
- **Minimale Auflagefläche**
bestmögliche Reinigung durch Punktlagerung



Aufbereitungskorb

für die maschinelle Aufbereitung

und für die Sterilisation,

Breite: 59 mm, Höhe: 54 mm,

Länge:

287 mm, 255 g 38015

471 mm, 355 g 38016

610 mm, 410 g 38017

Kugellketten

für Aufbereitungskörbe

VE = 20 St. 64271.020

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

J610ae230623