


Un affaire propre




Paniers de préparation



pour le rangement en toute sécurité des optiques
lors du transport, du stockage, du traitement en
machine et de la stérilisation

Paniers de préparation

pour le rangement en toute sécurité des optiques lors du transport, du stockage, du traitement en machine et de la stérilisation



- **3 longueurs différentes**
pour pratiquement toutes les optiques endoscopiques
- **Transport**
l'optique est suspendue dans son logement par des bandes de silicone, ce qui la protège idéalement contre les secousses ou les chocs au niveau du panier
- **Surface d'appui minimale**
nettoyage optimal grâce à la fixation par points



Panier de préparation

pour la préparation en machine et la stérilisation

Largeur: 59 mm, Hauteur: 54 mm,

Longueur:

287 mm, 255 g	38015
471 mm, 355 g	38016
610 mm, 410 g	38017

Chaînes à billes

pour paniers de préparation

UE = 20 pièces	64271.020
----------------------	-----------

Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

J6101230623