

Sterilisation mit System



RIWO-System-Tray

Die universelle Systemlösung
für die Sterilisation


RIWO-System-Tray





Die universelle Systemlösung für die Sterilisation


RIWO-System-Tray ist die modular aufgebaute, universelle Systemlösung für Sterilisation, Lagerung und Transport Ihres wertvollen Instrumentariums.

Das System bietet Instrumenten- und Zubehör-Behälter, die sowohl einzeln als auch kombiniert genutzt werden können: So entsteht ein Tray, das auf zwei Ebenen viel Platz bietet und mit einem Deckel sicher verschlossen und zusammengehalten wird.


- **Stabil und langlebig**
durch hochwertigen Kunststoff
- **Für Sterilisation, Lagerung und Transport**
Ihres kompletten Instrumentariums
- **Sichere und schonende Fixierung**
der Instrumente durch die Instrumentenmatte aus Silikon
- **Lagerung kompletter Instrumenten-Sets**
in Kombination mit dem Zubehör-Behälter
- **Universell und flexibel bestückbar**
für alle Fachbereiche
- **Geeignet für Dampf- und Niedertemperatur-Verfahren**
- **Universelle und sichere Lagerung**
auf Silikon-Instrumentenmatten



	Beschreibung	Artikel-Nr.
 <p>Behälter (BxHxT) 300 x 60 x 120 mm</p>	  <p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 300 x 57 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 366 x 77 x 186 mm</p>	 <p>33019</p>
<p>Behälter (BxHxT) 300 x 60 x 200 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 300 x 57 x 200 mm, Außenmaße (BxHxT): 366 x 77 x 266 mm</p>	<p>33020</p>
<p>Behälter (BxHxT) 400 x 60 x 120 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 400 x 57 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 466 x 77 x 186 mm</p>	<p>33021</p>
<p>Behälter (BxHxT) 400 x 60 x 200 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 400 x 57 x 200 mm, Außenmaße (BxHxT): 466 x 77 x 266 mm</p>	<p>33022</p>
<p>Behälter (BxHxT) 500 x 60 x 120 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 500 x 57 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 566 x 77 x 186 mm</p>	<p>33023</p>
<p>Behälter (BxHxT) 500 x 60 x 200 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 500 x 57 x 200 mm, Außenmaße (BxHxT): 566 x 77 x 266 mm</p>	<p>33024</p>
<p>Behälter (BxHxT) 500 x 75 x 120 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 500 x 73 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 566 x 92 x 186 mm</p>	<p>33017</p>
<p>Behälter (BxHxT) 600 x 60 x 200 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 600 x 57 x 200, Außenmaße (BxHxT): 666 x 77 x 266 mm</p>	<p>33025</p>
<p>Behälter (BxHxT) 700 x 60 x 120 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 700 x 57 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 766 x 77 x 186 mm</p>	<p>33026</p>
<p>Behälter (BxHxT) 700 x 60 x 200 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 700 x 57 x 200 mm, Außenmaße (BxHxT): 766 x 77 x 266 mm</p>	<p>33027</p>
<p>Behälter (BxHxT) 700 x 75 x 120 mm</p>	<p>Aufnahme: Instrumente, zur Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, mit Instrumentenmatte, Innenmaße (BxHxT): 700 x 73 x 120 mm, Außenmaße (BxHxT): 766 x 92 x 186 mm</p>	<p>33018</p>



	Beschreibung	Artikel-Nr.
Instrumentenmatte für Behälter	Instrumentenmatte für Behälter (Eckstück), zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, Maße (BxT): 198,6 x 118,6 mm	75219.013
Instrumentenmatte für Behälter	Instrumentenmatte für Behälter (Mittelstück), zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, Maße (BxT): 198,6 x 158,6 mm	75219.014
Instrumentenmatte für Behälter	Instrumentenmatte für Behälter (Eckstück), zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, Maße (BxT): 118,2 x 118,2 mm	75219.016
Instrumentenmatte für Behälter	Instrumentenmatte für Behälter (Mittelstück), zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, Maße (BxT): 157,6 x 118,2 mm	75219.017



	Beschreibung	Artikel-Nr.
Instrumentenmatte für Deckel	Instrumentenmatte für Deckel, zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, dazugehörig 3 Druckknöpfe, Maße (BxT): 172 x 62 mm	75219.012
Instrumentenmatte für Deckel	Instrumentenmatte für Deckel, zur Fixierung von Instrumenten während der maschinellen Aufbereitung, Sterilisation (Dampf- und Niedertemperatur), Lagerung und Transport, dazugehörig 2 Druckknöpfe, Maße (BxT): 92 x 62 mm	75219.015
Druckknopf für Deckel	Druckknopf zur Fixierung der Instrumentenmatte für Deckel	75054.004

RIWO-System-Tray

Zuordnung der Behälter und entsprechenden Instrumentenmatten

Instrumenten-Behälter	Instrumentenmatte für Behälter	Instrumentenmatte für Deckel	Druckknopf für Deckel
			
33019	2x 75219.016	2x 75219.015	4x 75054.004
33020	2x 75219.013	2x 75219.012	6x 75054.004
33021	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33022	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33023	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33024	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33017	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33025	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33026	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004
33027	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33018	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004

