

# Fácil cuidado até na sala de cirurgia



**Válvulas de segurança  
bidirecional isenta de  
manutenção**

# Válvulas de segurança bidirecional isenta de manutenção

Fácil cuidado até na sala de cirurgia

Para obter o resultado mais seguro possível durante a esterilização, dispensamos agora completamente o uso de lubrificantes e dos óleos nas válvulas de segurança bidirecionais isentas de manutenção. Além disso, a nova válvula pode ser facilmente desmontada e montada com um simples "clique": dando-lhe mais tempo para o que é importante.



- Desmontagem e montagem fáceis
- Não é necessário usar lubrificante ou óleo – completamente isenta de manutenção
- Preparação mecânica ilimitada
- Esterilização com todos os métodos comuns e em estado montado!

## Tubo sucção/irrigação

com válvula de segurança bidirecional isenta de manutenção, bainha de trocarte com aberturas distais, reutilizável

Comp 290 mm ..... **8583732**

Comp 410 mm ..... **8584732**

## Adaptador de sucção/irrigação

com válvula de segurança bidirecional isenta de manutenção, para sistema multifuncional de sucção/irrigação, reutilizável ..... **8583819**

## Válvula de segurança bidirecional isenta de manutenção

com conexão Luer-Lock, reutilizável

Capacidade 4 mm ..... **88351**

Capacidade 3 mm ..... **88350**

