

Entretien facile jusqu'au bloc



**Robinetts à deux voies
sans entretien**

Robinets à deux voies sans entretien



spirit of excellence

Entretien facile jusqu'au bloc

Pour que les résultats de la stérilisation des robinets à deux voies soient aussi sûrs que possible, nous renonçons dès maintenant à l'emploi de graisses et d'huiles.

Autre avantage, le robinet se monte et se démonte facilement en un seul "clic". Vous aurez ainsi plus de temps pour ce qui est plus important.



- Démontage et montage faciles
- Pas besoin de graisser ni de lubrifier – pas d'entretien du tout !
- Stérilisables en machine sans restriction
- Stérilisables par tous les procédés actuellement connus et en état monté !

Tube d'aspiration et d'irrigation

avec robinet à deux voies sans entretien,
tube de chemise à orifices distaux, à usage multiple

LU 290 mm **8583732**
LU 410 mm **8584732**

Adaptateur d'aspiration et d'irrigation

avec robinet à deux voies sans entretien,
pour tout système d'aspiration et d'irrigation multifonctionnel,
à usage multiple **8583819**

Robinet à deux voies sans entretien

avec raccord Luer Lock, à usage multiple

Diamètre utile 4 mm **88351**
Diamètre utile 3 mm **88350**



Sous réserve de modifications.

J 617.IX.18.fr.1

