

Wenn Ergonomie und Intuition
perfekt ineinander greifen



ERAGON *axial*

Axioler Handgriff trifft modulares System

ERAGON^{axial}

Wenn Ergonomie und Intuition perfekt ineinander greifen

Zur Erweiterung des in der chirurgischen Praxis vielfach bewährten modularen Zangen- und Scheren-Systems **ERAGON modular** ist von Richard Wolf nun auch ein axialer Handgriff erhältlich. **ERAGON axial** vereint die Vorteile des bestehenden Griffkonzeptes wie die breiten Auflageflächen, optimale Bedienung des Drehrades, präzises Greifen und zuverlässiger Halt mit einer chirurgischen Raste. **ERAGON axial** bietet ermüdungsfreies Arbeiten und Präzision in neuer Handlichkeit. Überzeugen Sie sich selbst.



Ergonomie gewinnt die Oberhand

Bei der Realisierung des neuen Handgriffes standen einfache Handhabung und anwenderfreundliche Bedienbarkeit an erster Stelle. Die leicht abgewinkelte Form ermöglicht eine entspannte Arbeitshaltung. Breite Auflageflächen für die Finger sichern ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen und bieten damit höchsten Operationskomfort.



Dreh mit Fingerspitzengefühl

Der optionale Drehradaufsatz aus Silikon erleichtert die Bedienung zusätzlich. Eine komfortable Ergänzung nicht nur bei kleinen Handgrößen. Der wiederverwendbare Aufsatz kann einfach abgenommen und problemlos aufbereitet werden.

Sicherheit im Griff

Die intuitive, chirurgische Raste ermöglicht feinfühliges Fassen und sicheres Halten zugleich.

Fingerfertig kombiniert

- **ERAGON axial** ist vollständig kompatibel mit allen Komponenten der **ERAGON modular** Serie. Alle Schaftrohre und Innenteile können beliebig kombiniert werden.
- Das "**Click-it**"-System erlaubt die für ERAGON bekannte, intuitive Montage und Demontage.
- Profitieren Sie von der enormen Vielfalt der erfolgreichen **ERAGON modular**-Serie.

ERAGON_{axial}

Wenn Ergonomie und Intuition perfekt ineinander greifen



ERAGON axial Handgriff
mit Sperre 83930082



ERAGON axial Handgriff
ohne Sperre,
mit HF-Anschluss... 83930083



ERAGON axial Handgriff
mit Sperre,
mit HF-Anschluss... 83930084



ERAGON axial Handgriff
mit Sperre,
nicht drehbar 83930085



Optional:
Drehradaufsatz
ERAGON axial,
autoklavierbar 8988

ERAGON_{modular}

Alle ERAGON modular-Komponenten sind mit ERAGON axial kompatibel.



NL = 450 mm

NL = 330 mm

NL = 260 mm

