

Quand l'ergonomie et l'intuition  
sont parfaitement accordées ...



**ERAGON** *axial*

La poignée axiale rencontre  
le système modulaire

# ERAGON<sub>axial</sub>


Quand l'ergonomie et l'intuition sont parfaitement accordées ...

Richard Wolf vient d'ajouter à son système modulaire de pinces et de ciseaux, un système qui a fait ses preuves depuis longtemps dans la chirurgie, le système **ERAGON modular**, une poignée axiale. **ERAGON axial** réunit les atouts de l'ancienne conception de poignée, tels que les larges surfaces d'assise, la facilité de la manipulation de la manette, la précision de saisie ainsi que la fiabilité du maintien avec le cran à usage chirurgical. **ERAGON axial** est le garant d'un travail sans fatigue, de la précision et de la maniabilité. Jugez-en par vous-même.



## Quand l'ergonomie prend le dessus

Lors de la réalisation de la nouvelle poignée, la facilité d'utilisation et de manipulation a toujours eu la priorité. La conception légèrement courbée permet une position de travail très confortable. Les larges surfaces d'appui évitent toute anfractuosit  sur les doigts et augmentent le confort d'op ration.



### ○ Tourner avec précision

L'embout à manette en silicone optionnel s'y ajoute pour faciliter la manipulation. Ce complément est un atout confortable, et pas seulement pour les petites mains. L'embout réutilisable peut être démonté facilement et il est traité sans problème.

### ■ La sécurité est dans la poignée

Le cran Intuitif à usage chirurgical permet une saisie en douceur tout en assurant une saisie sûre.

### ■ Combinaison avec adresse

- **ERAGON axial** est parfaitement compatible avec tous les composants de la gamme **ERAGON modular**. Tous les tubes de chemise et toutes les pièces intérieures peuvent être combinés à volonté.
- Le mécanisme à dé clic « **click-it** » permet un montage et démontage intuitifs tels qu'ils sont connus du système ERAGON.
- Profitez de la grande variété de la gamme **ERAGON modular** qui connaît toujours un grand succès.

# ERAGON<sub>axial</sub>

Quand l'ergonomie et l'intuition sont parfaitement accordées...



**Poignée ERAGON axial**  
avec dispositif  
d'arrêt ..... 83930082



**Poignée ERAGON axial**  
sans dispositif  
d'arrêt, avec  
raccord HF ..... 83930083



**Poignée ERAGON axial**  
avec dispositif  
d'arrêt, avec  
raccord HF ..... 83930084



**Poignée ERAGON axial**  
avec dispositif  
d'arrêt,  
non rotative ..... 83930085



en option :  
**Embout à manette**  
**ERAGON axial,**  
autoclavable..... 8988

## ERAGON<sub>modular</sub>

Tous les composants ERAGON modular  
sont compatibles avec ERAGON axial.



LU = 450 mm

LU = 330 mm

LU = 260 mm

