

Einfach rauchfrei



**Steriler
Rauchgasablassfilter**

Die Alternative
zur aktiven Rauchgasabsaugung

Steriler Rauchgasablassfilter

Die Alternative zur aktiven Rauchgasabsaugung

Als Alternative zu einer aktiven Rauchgasabsaugung bietet unser steriler Rauchgasablassfilter eine einfache, sichere und zugleich effiziente Möglichkeit das bei der Anwendung von HF-Strom entstehende Rauchgas während des laparoskopischen Eingriffs auszuleiten. Das mit gesundheitsschädlichen Partikeln belastete Rauchgas wird zum Schutz des gesamten OP-Personals gefiltert in den Operationssaal entlassen.

- **Kombinierter Aktivkohle- und ULPA-Filter**
hält 99,999% aller Partikel, Viren und Bakterien zurück
- Sofort einsatzbereites, **steriles Einmalsystem**
- **Einfacher Anschluss** am Trokar über 3 mm Luer-Lock
- Deutlich **reduzierte Geruchsbelästigung**
- **Bessere Sichtbedingungen** im Abdomen
- **Schutz des gesamten OP-Teams**
vor im Rauch gebundenem Feinstaub, Viren und Bakterien



Rauchgasablassfilter, steril

VE = 10 St., Einwegprodukt,

einzel steril verpackt 4170504

