


## Des pinces emporte-pièce uniques



arthro  
*line*

La gamme de qualité supérieure  
pour les exigences les plus élevées

# arthro line

La gamme de qualité supérieure pour les exigences les plus élevées

## Pinces emporte-pièce ARTHROline :

- Une coupe parfaite
- Un déploiement de force moins important
- Une forme de poignée ergonomique
- Un outil démontable



La nouvelle génération de pinces emporte-pièce **ARTHROline** éprouvées a été modifiée pour offrir un traitement optimisé et répond ainsi aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

Grâce à un mécanisme spécial, la tige de poussée pour la préparation peut être dépliée, ce qui permet un rinçage complet et le retrait des résidus en toute sécurité. Lors du nettoyage, la tige de poussée est ainsi maintenue en position ouverte grâce à la force du ressort. Il s'agit d'une solution efficace.

Bien évidemment, aucun compromis n'a été fait concernant la qualité et les performances. L'articulation à queue-d'aronde de qualité des mâchoires garantit toujours un comportement d'emboutissage optimal et ce, pendant plus longtemps.



### La pince d'arthroscopie parfaite n'existe pas

Les PINCES EMPORTE-PIÈCE **ARTHROline** sont donc disponibles dans une multitude de versions avec différentes formes de mâchoires, avec chemise ou mâchoire courbée vers le haut ou le bas.

Dans le secteur de la chirurgie méniscale tout particulièrement, la devise est la suivante : aussi peu que possible et autant que nécessaire. Pour répondre à cette exigence, il est important de disposer de l'instrument adapté à l'emplacement de la lésion.

Que la lésion se trouve au niveau de la corne dorsale, du ménisque latéral ou médial ou de la partie antérieure ou postérieure du ménisque, **ARTHROline** propose la solution parfaite pour un accès optimal.

Faites-en l'expérience !



## Pinces emporte-pièce pour les arthroscopies de l'épaule et du genou



ARTHROline	Mâchoire (Hauteur x largeur)	Largeur de coupe	LU	droit	coudée à gauche	coudée à droite	Chemise courbée vers le haut	Mâchoires courbées vers le haut	Référence
<b>Pince emporte-pièce I 4,6 mm H 1,6 mm</b> Mâchoire mobile dentée  Format de coupe : 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm	•					89140.0105
<b>Pince emporte-pièce I 4,6 mm H 1,6 mm</b> Mâchoire mobile dentée  Format de coupe : 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm					•	89140.0102
<b>Pince emporte-pièce I 4,6 mm H 1,6 mm</b> Mâchoire mobile dentée  Format de coupe : 	1,6 x 4,6 mm	3,3 mm	120 mm				•		89140.0122
<b>Pince emporte-pièce I 5,5 mm H 1,6 mm</b> Mâchoire mobile dentée  Format de coupe : 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm		•			•	89140.0101
<b>Pince emporte-pièce I 5,5 mm H 1,6 mm</b> Mâchoire mobile dentée  Format de coupe : 	1,6 x 5,5 mm	3,3 mm	120 mm			•		•	89140.0103

## Pinces punch à crochet/pinces emporte-pièce à panier pour les arthroscopies de l'épaule et du genou




ARTHROline	Mâchoire (Hauteur x largeur)	Largeur de coupe	LU	droit	Mâchoires courbées vers le haut	Référence
<b>Pince punch à crochet   3 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm	•		89140.0205
<b>Pince punch à crochet   3 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 x 3,0 mm	1,8 mm	120 mm		•	89140.0202
<b>Pince emporte-pièce à panier   6,5 mm H 2,1 mm ovale</b>  Format de coupe : 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm	•		89140.0305
<b>Pince emporte-pièce à panier   6,5 mm H 2,1 mm ovale</b>  Format de coupe : 	2,1 x 6,5 mm	4,5 mm	120 mm		•	89140.0302
<b>Pince punch à crochet   4 mm H 2,1 mm</b>  Format de coupe : 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm	•		89140.0405
<b>Pince punch à crochet   4 mm H 2,1 mm</b>  Format de coupe : 	2,1 x 4,0 mm	2,1 mm	120 mm		•	89140.0402

Pinces emporte-pièce/ciseaux emporte-pièce pour les arthroscopies de l'épaule et du genou




ARTHROline	Mâchoire (Hauteur x largeur)	Largeur de coupe	LU	droit	à coupe rétrograde	Mâchoires courbées vers le haut	Référence
 Ciseau emporte-pièce I 2,4 mm H 2,1 mm Format de coupe : 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm	•			89140.0505
 Ciseau emporte-pièce I 2,4 mm H 2,1 mm Format de coupe : 	2,1 x 2,4 mm	0,9 mm	120 mm			•	89140.0502
 Pince emporte-pièce I 5,7 mm H 4 mm à coupe rétrograde à gauche Format de coupe : 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	gauche		89140.0605
 Pince emporte-pièce I 5,7 mm H 4 mm à coupe rétrograde à droite Format de coupe : 	4,0 x 5,7 mm	2,3 mm	120 mm	•	droite		89140.0602

## Pinces emporte-pièce **COXARTIS** pour les arthroscopies des hanches




ARTHROline	Mâchoire (hauteur)	LU	droit	coudée à gauche	coudée à droite	Chemise courbée vers le haut	Mâchoires courbées vers le haut	Référence
<b>Pince emporte-pièce LU 180 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 mm	180 mm	•				•	891432102
<b>Pince emporte-pièce LU 180 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 mm	180 mm		•			•	891432101
<b>Pince emporte-pièce LU 180 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 mm	180 mm			•		•	891432103
<b>Pince emporte-pièce LU 180 mm H 1,6 mm</b>  Format de coupe : 	1,6 mm	180 mm				•	•	891432122

## Pinces emporte-pièce à aspiration avec canal d'aspiration intégré



ARTHROline	Ø	LU	Référence
<b>Pince emporte-pièce à aspiration Ø 2,7 mm</b> avec canal d'aspiration intégré  démontable 	2,7 mm	110 mm	89140.0027
<b>Pince emporte-pièce à aspiration Ø 4,5 mm</b> avec canal d'aspiration intégré  démontable 	4,5 mm	110 mm	89140.0045



ARTHROline	Ø	LU	Référence
<b>Pince emporte-pièce à aspiration Ø 4,5 mm</b> avec canal d'aspiration intégré  droit 	4,5 mm	130 mm	8403.925

