

## L'avenir de la thoracoscopie diagnostique



### **Kit de thoracoscopie miniature**

pour la technique single-port

# Kit de thoracoscopie miniature

pour la technique single-port



spirit of excellence

Ce kit d'instruments tout-en-un pour la thoracoscopie single-port permet un diagnostic mini-invasif à l'aide d'une seule petite incision. Le trocart particulièrement mince permet de pratiquer l'intervention sous anesthésie locale évitant ainsi tout état de stress post-opératoire chez le patient.

- Kit de thoracoscopie extrêmement petit d'un diamètre de seulement 5,5 mm
- Qualité de l'image optimale avec 50.000 pixels
- Grand canal de travail pour instruments 3,5 mm
- Méthode particulièrement atraumatique pour le patient - réduisant les douleurs
- Possibilité d'aspirer des liquides avec un instrument introduit
- Absence de rupture de lentilles cylindriques due à une surcharge
- Forte qualité tranchante de la pince à biopsie
- Échange rapide des instruments de travail se trouvant toujours dans le champ visuel optique
- Design ergonomique



## Optique d'op cpl « L'oeuf de Leipzig » composée de :

Laparoscope d'opération avec canal de travail 3,5 mm, axe de vision 0°, LU 215 mm, conducteur d'image en silicate (8920.401), membrane d'étanchéité Ø 17 mm (89.103), garniture (8920.311), capuchon d'étanchéité (15176.020) ..... 8920.4011

## Fourreau de trocart flexible Ø 5,5 mm tige en plastique fileté, extrémité distale droite,

LU 60 mm ..... 8905.331

à utiliser avec :

### Trocart,

à bout sphérique ..... 8905.3315

## Fourreau de trocart flexible Ø 5,5 mm matière plastique,

LU 75 mm ..... 8906.051

à utiliser avec :

### Trocart,

extrémité conique

mousse ..... 8906.151

## Pince à double-cuiller, mono, Ø 3,5 mm, clip modulaire, en cuil- lère, LU 310 mm, isolée, composée de :

Poignée axiale en pistolet mono (83930074), tube de chemise isole Ø 3,5 mm, LC 330 mm (8391933), insert pince à double-cuiller Ø 3,5 mm (8391216) ..... 83912167

## Électrode à crochet,

monopolaire, Ø 3,5 mm,  
LU 310 mm ..... 8379.452

## Électrode à coagulation à bouton

monopolaire, Ø 3,5 mm,  
LU 310 mm ..... 8379.462

## Tige palpeur,

Ø 3,5 mm, graduée,  
LU 350 mm ..... 8379.672

## Tube aspirant,

Ø 3 mm, gradué,  
LU 450 mm ..... 8380.68

## Câble lumière à fibres cpl, Ø 2,5 mm, LT 2,3 m,

composée de :

Câble lumière à fibres (80662523), adaptateur côté projecteur (8095.07), adaptateur côté endoscope (809509) ..... 806625231

## Panier-tamis pour optique

Logement: Optique, pour le traite-  
ment en machine, stérilisation,  
stockage et transport ..... 38008

Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

B7797230224

