

Steril und effizient



**Steriles Handgebläse**

zur Luftinsufflation

# Steriles Handgebläse

zur Luftinsufflation

Das sterile Handgebläse wird als Zubehör bei endoskopisch kontrollierten Eingriffen eingesetzt.

Es ist für die Insufflation von steriler Luft zur Aufdehnung des Enddarmes bei der Prokto-Rektoskopie anwendbar.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Erzeugung von steriler Luft zum Zerstäuben von Talkum bei einer Thorakoskopie. Auch Anästhesiemittel können hiermit in den oberen Atemwegen eingebracht werden.

- Applikationen:
  - Prokto-Rektoskopie
  - Pharynx und Larynx
  - Thorakoskopie
- Distaler Filtrationsvorsatz mit Membranfilter
- Einmal-Gebrauch - keine aufwendige Aufbereitung
- Patientensicher



## Handgebläse, steril (VE = 5 St.)

Handgebläse mit Filter zum Einmalgebrauch

Ø 49 mm, GL 567 mm .....412700

