

Stérilisation systématique



RIWO-System-Tray

La solution universelle systématique
pour la stérilisation


RIWO-System-Tray

La solution universelle systématique pour la stérilisation

Le RIWO-System-Tray est le résultat d'une conception systématique modulaire pour le rangement universel de vos jeux d'instruments précieux pour le transport, le stockage et la stérilisation.

Cette solution se compose de différents conteneurs pour instruments et accessoires à utiliser seuls et en combinaison : Le système ainsi formé offre beaucoup de place sur deux niveaux, les conteneurs étant verrouillés et retenus sûrement.


- **Construction robuste et longue durée de vie**
grâce à la matière plastique haute qualité
- **Pour le transport, le stockage et la stérilisation**
de tous vos jeux d'instruments
- **Fixation sûre et soignée**
des instruments grâce aux tapis silicone à picots
- **Stockage de jeux d'instruments complets**
en combinaison avec les conteneurs pour accessoires
- **Rangement universel et flexible**
pour tous les domaines
- **Compatibilité avec les procédés à vapeur et à basse température**
- **Rangement sûr et universel**
grâce aux tapis d'instruments en silicone



	La description	Référence
 <p>Bac (LxHxP) 300 x 60 x 120 mm</p>	  <p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 300 x 57 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 366 x 77 x 186 mm</p>	 <p>33019</p>
<p>Bac (LxHxP) 300 x 60 x 200 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 300 x 57 x 200 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 366 x 77 x 266 mm</p>	<p>33020</p>
<p>Bac (LxHxP) 400 x 60 x 120 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 400 x 57 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 466 x 77 x 186 mm</p>	<p>33021</p>
<p>Bac (LxHxP) 400 x 60 x 200 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 400 x 57 x 200 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 466 x 77 x 266 mm</p>	<p>33022</p>
<p>Bac (LxHxP) 500 x 60 x 120 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 500 x 57 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 566 x 77 x 186 mm</p>	<p>33023</p>
<p>Bac (LxHxP) 500 x 60 x 200 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 500 x 57 x 200 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 566 x 77 x 266 mm</p>	<p>33024</p>
<p>Bac (LxHxP) 500 x 75 x 120 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 500 x 73 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 566 x 92 x 186 mm</p>	<p>33017</p>
<p>Bac (LxHxP) 600 x 60 x 200 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 600 x 57 x 200 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 666 x 77 x 266 mm</p>	<p>33025</p>
<p>Bac (LxHxP) 700 x 60 x 120 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 700 x 57 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 766 x 77 x 186 mm</p>	<p>33026</p>
<p>Bac (LxHxP) 700 x 60 x 200 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 700 x 57 x 200 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 766 x 77 x 266 mm</p>	<p>33027</p>
<p>Bac (LxHxP) 700 x 75 x 120 mm</p>	<p>Logement: Instruments, pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, avec tapis d'instruments, dimensions intérieures (LxHxP) : 700 x 73 x 120 mm, dimensions extérieures (LxHxP) : 766 x 92 x 186 mm</p>	<p>33018</p>




	La description	Référence
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour coin du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (LxP): 198,6 x 118,6 mm	75219.013
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour partie centrale du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (LxP): 198,6 x 158,6 mm	75219.014
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour coin du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (LxP): 118,2 x 118,2 mm	75219.016
Tapis d'instruments pour bac	tapis d'instruments (pour partie centrale du bac), pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, dimensions (LxP): 157,6 x 118,2 mm	75219.017



	Descripción	Núm. de artículo
Tapis d'instruments pour couvercle	tapis d'instruments pour couvercle, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, 3 boutons-poussoirs associés, dimensions (LxP): 172 x 62 mm	75219.012
Tapis d'instruments pour couvercle	tapis d'instruments pour couvercle, pour fixer les instruments pendant le traitement en machine, stérilisation (à la vapeur et basse température), stockage et transport, 2 boutons-poussoirs associés, dimensions (LxP): 92 x 62 mm	75219.015
Bouton-poussoir pour couvercle	bouton-poussoir pour fixer le tapis d'instruments pour couvercle	75054.004

RIWO-System-Tray

Affectation des bacs et des tapis d'instruments correspondants

Bac pour instruments	Tapis d'instruments pour bac	Tapis d'instruments pour couvercle	Bouton-poussoir pour couvercle
			
33019	2x 75219.016	2x 75219.015	4x 75054.004
33020	2x 75219.013	2x 75219.012	6x 75054.004
33021	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33022	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33023	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33024	2x 75219.013 1x 75219.014	3x 75219.012	9x 75054.004
33017	2x 75219.016 1x 75219.017	3x 75219.015	6x 75054.004
33025	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33026	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004
33027	2x 75219.013 2x 75219.014	4x 75219.012	12x 75054.004
33018	2x 75219.016 2x 75219.017	4x 75219.015	8x 75054.004

