

feel the precision –  
with every stitch



**ERAGON** *stitch*

Die ergonomische Nadelhalter-Generation  
für die Laparoskopie



DESIGN  
AWARD  
2017



5013

feel the precision – with every stitch

Die dreiteilig modulare Nadelhalter-Generation für die Laparoskopie – **ERAGONstitch** – definiert den Begriff Ergonomie im Bereich laparoskopischer Nahtinstrumente neu.

Mit ergonomischen Handgriffen in zwei unterschiedlichen Ausführungen, zwei Schaftdurchmessern, drei Nutzlängen sowie insgesamt fünf verschiedenen Maulteilvarianten deckt auch das neueste Mitglied der bewährten **ERAGONmodular** Produktfamilie alle individuellen Anwender-Wünsche ab.

## Fühlen Sie den Unterschied

### ■ Ergonomisches Design


Beide **ERAGONstitch** Griffvarianten bieten jederzeit eine entspannte Handhaltung und somit größtmöglichen Operationskomfort. An die Handanatomie angepasste Griffschenkel sorgen für eine angenehme Handhabung.

## Präzision

- **Neu entwickelte Maulteilmechanik**  
für noch mehr Präzision.
- **Zuverlässige Kontrolle der Nadel**  
durch konstante Kraftübertragung.
- **Exaktes Aufrichten**  
Neue Maulteilgeometrie mit Aufrichtfunktion für gebogene Nadeln.



Das mit dem IF-Award 2017 ausgezeichnete Design unterstreicht das Bestreben, mit **ERAGONstitch** den Begriff Ergonomie im Bereich der laparoskopischen Nahtinstrumente neu zu definieren.



### **ERAGONmodular – Der laparoskopische Baukasten**

**ERAGONstitch** fügt sich als neues Mitglied der Produktfamilie **ERAGON** nahtlos in das bestehende Baukasten-Konzept ein.

### **Modularität**

- **Nach Ihren Wünschen**  
Der dreiteilige Aufbau ermöglicht Ihnen das Zusammenstellen Ihres individuellen Wunsch-Nadelhalters.
- **Vielfalt**  
3,5 mm und 5 mm Instrumente in unterschiedlichen Nutzlängen werden allen anatomischen Gegebenheiten gerecht.

### **Intuitive Handhabung**

- **Einfachheit**  
Völlig neuer, intuitiv bedienbarer On-Off-Rastmechanismus für einfachstes Arretieren und Lösen ohne zusätzliche Bedienelemente.
- **Bewährt**  
Der **ERAGON**-typische "click-it"-Mechanismus ermöglicht eine einfache Montage und Demontage der einzelnen Komponenten.



**Neue Maulteilgeometrie mit automatischer Aufrichtfunktion für gebogene Nadeln**




**Neues Maulteil mit extra schlanker Geometrie**



## Bestellinformationen

Durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten von **ERAGONstitch** werden keine Anwenderwünsche offen gelassen. Neue Maßstäbe in puncto Komfort setzen wir durch das Zusammenspiel von Ergonomie, Vielseitigkeit, sowie Modularität und Präzision.



<p>∅ 3,5 mm</p>	<p>240 mm 330 mm</p>			
<p>∅ 5,0 mm</p>	<p>330 mm 450 mm</p>			



Nadelhalter-Innenteil		Schaftrohr, ø 3,5 mm		Handgriff		Komplett-Instrument • Innenteil • Schaftrohr • Handgriff	
							
				mit On-Off-Rastfunktion, einseitig beweglich			
		SL 240 mm	SL 330 mm	Axial	Abgewinkelt		
<b>ERAGON<sup>stitch</sup></b>	Type	8390533	8391533	8393943	8393944	Bestell-Nr.	
Nadelhalter-Innenteil	8391505	•		•		83915053	
		•			•	83915054	
gerade	8391506		•	•		83915063	
			•		•	83915064	

Ø 5,0 mm

Nadelhalter-Innenteil		Schaftrohr, Ø 5,0 mm		Handgriff		Komplett-Instrument • Innenteil • Schaftrohr • Handgriff	
							
				Axial	Abgewinkelt		
ERAGON <sup>stitch</sup>	Type	8393533	8394533	8393943	8393944	Bestell-Nr.	
<b>Nadelhalter-Innenteil</b> gerade  	8393507	•		•		83935073	
		•			•	83935074	
	8394507		•	•		83945073	
		•			•	83945074	
<b>Nadelhalter-Innenteil</b> gerade schmal  	8393508	•		•		83935083	
		•			•	83935084	
	8394508		•	•		83945083	
		•			•	83945084	
<b>Nadelhalter-Innenteil</b> gerade, mit Aufrichtfunktion  	8393509	•		•		83935093	
		•			•	83935094	
	8394509		•	•		83945093	
		•			•	83945094	

Nadelhalter-Innenteil		Schaffrohr, ø 5,0 mm		Handgriff		<b>Komplett-Instrument</b> • Innenteil • Schaffrohr • Handgriff	
							
							mit On-Off-Rastfunktion, einseitig beweglich
				SL 330 mm	SL 450 mm		Axial
<b>ERAGON<sub>stitch</sub></b>	Type	8393533	8394533	8393943	8393944	Bestell-Nr.	
<b>Nadelhalter-Innenteil</b> rechts gebogen 	8393518	•		•		83935183	
		•			•		83935184
	8394518		•	•			83945183
			•			•	83945184
<b>Nadelhalter-Innenteil</b> links gebogen 	8393519	•		•		83935193	
		•			•		83935194
	8394519		•	•			83945193
			•			•	83945194



Für die manuelle und maschinelle Aufbereitung:

**Spüladapter,**

Ø 9 mm, Länge 64 mm

für unisolierte Schaffrohre ..... 163503

# ERAGON<sup>stitch</sup>

feel the precision – with every stitch

RICHARD  
**WOLF** 

spirit of excellence



Änderungen vorbehalten.

B822del150519

Richard Wolf GmbH  
Pforzheimer Straße 32  
75438 Knittlingen, Deutschland

Tel.: +49 7043 35-0  
Fax: +49 7043 35-4300  
info@richard-wolf.com

Geschäftsführer:  
Jürgen Pfab  
Jürgen Steinbeck

Handelsregister: Mannheim HRB 510031  
USt-IdNr.: DE144521586  
Steuer-Nr.: 48020/00171

find us on  
**Social Media**  
richard-wolf.com

