



Le cyclope


Pince de préhension optique 3XL

Le cyclope

Pince de préhension optique



- Vue optimale
- Stabilité des pinces excellente
- Convient parfaitement au prélèvement de corps étrangers importants, de sécrétions et de parties tissulaires ainsi qu'à l'enlèvement ou à la remise en place de stents dans l'arbre bronchique.
- Compatible avec l'optique de travail Lumina SL 0° (8465.30) qui a déjà fait ses preuves ainsi qu'avec tous les tubes de bronchoscope, de trachéoscope et d'oesophagoscope d'un diamètre intérieur de > 10,6 mm et d'une longueur totale de < 435 mm



Pince de préhension optique

ø extérieur 10,5 mm,
ø intérieur 5,7 mm,
longueur utile 482 mm,
longueur totale 524,5 mm8466654

Accessoires :

Optique de travail Lumina SL
ø 5,5 mm, axe de vision 0°,
longueur utile 495 mm8465.30

Bronchoscope «Hemer»
ø intérieur 12 mm,
longueur utile 387 mm,
longueur totale 430 mm8214.1261

Trachéo-bronchoscope «Hemer»
ø intérieur 12 mm,
longueur utile 307 mm,
longueur totale 350 mm8214.124

Trachéoscope «Hemer»
ø intérieur 12 mm,
longueur utile 257 mm,
longueur totale 300 mm8214.1281

Trachéoscope «Hemer»
ø intérieur 14 mm,
longueur utile 257 mm,
longueur totale 300 mm8214.1441

Tube d'oesophagoscope
longueur utile 300 mm,
longueur totale 344 mm8256.09