

Captura de imagens 4K.
Praticidade da tela sensível ao toque.



Evolution4K Sistema de Gravação

Gravações digitais, memórias e arquivos de imagens e vídeos 4K

Evolution4K

Sistema de Gravação

Captura de imagens 4K. Praticidade da tela sensível ao toque.

Trazendo nitidez digital, clareza e conveniência à sala cirúrgica, o Evolution4K Recording System é um sistema completo de gravação e documentação digital que captura vídeos e imagens até 4K de uma fonte de câmera HDMI e armazena a mídia capturada com informações do paciente. Ele também oferece o benefício da duplicação de vídeos e imagens capturados para dispositivos USB para documentação, armazenamento e apresentação.

- **Gravação simultânea** de imagens e vídeos 4K possível com um toque
- **Tela LCD tátil integrada de 12,7 cm** permite uma navegação intuitiva no menu e mudanças rápidas de configuração
- **A função lista de trabalho** economiza tempo ao permitir que os casos sejam adicionados antes de começarem
- **Gravação** em disco rígido interno e memória externa USB 3.0 possível ao mesmo tempo
- **1 TB de armazenamento interno** captura até 40 horas de filmagens cirúrgicas de 4K UHD
- **Integração DICOM:** loja DICOM automática (armazenamento PACS) e c-find (MWL)*
- **Aplicativo iOS** (para iPhone/iPad) para imagens fotográficas ao vivo, gravação de vídeo 4K (via USB), relatórios cirúrgicos e revisão de mídia.

*A conectividade depende da infra-estrutura de TI existente.

Especificações técnicas	
Câmera/Vídeo Resoluções de entrada	4K & 4K UHD: 4096 x 2160 p & 3840 x 2160 p, 50/60 Hz HD: 1080 p, 1080 i, 720 p
Formato do arquivo de vídeo	AVCHD H.264 codificação em formato de arquivo .mp4
Formato do arquivo	JPEG, PNG
Entradas de vídeo	1 x HDMI
Saídas de vídeo	1 x HDMI
Capacidade do disco rígido interno	1 TB
Dimensões (L x A x P)	210 x 107 x 247 mm
Peso	2,72 kg (6 lbs.)

Informações para pedidos:

Sistema de gravação Evolution4K EVO4K130

