



**Ureterorenoscópio  
Ultra Fino 4.5 / 6.5 Fr.**

# Ureterorenoscópio Ultra-Fino

## 4.5 / 6.5 Fr.

Em resposta aos crescentes pedidos de clientes e devido aos rápidos desenvolvimentos em litotripsia a laser, a Richard Wolf, fabricante com a mais ampla gama de ureterorenoscópios, decidiu desenvolver um novo ureterorenoscópio ultra fino.

Este ureterorenoscópio ultra fino está sendo reconhecido não apenas na urologia pediátrica, mas também no tratamento de cálculos em adultos.

O ureterorenoscópio de fibra mais fino do mercado certamente não irá te impressionar apenas por sua aparência elegante.

Suas pequenas dimensões possibilitam fácil inserção e manipulação. E, apesar de sua aparência frágil, é um semirrígido muito resistente.

Mas não é somente a dimensão extremamente pequena, de apenas 4,5 Fr. na ponta distal que irá conquistá-lo, o instrumento também fornece uma imagem endoscópica nítida e real, e apresenta características de fluxo extremamente eficientes.

Um canal de irrigação e sonda oval garantem não apenas uma irrigação ideal, mas também espaço suficiente para os instrumentos.

Devido às suas dimensões, o instrumento também permite que os usuários pratiquem a chamada "ureterorenoscopia primária". Quando necessário, o posicionamento prévio de um cateter uretérico pode ser dispensado, economizando tempo e dinheiro.

Este ureterorenoscópio ultra fino absolutamente único pode, é claro, ser utilizado em todos os lugares em que seja praticado tratamento no trato urinário. Sua grande vantagem se torna clara, obviamente, quando utilizado em conjunto com um laser e em departamentos de urologia pediátrica.

Com suas excelentes características, este instrumento pode ser utilizado sem dificuldade.

### Exemplos de sua aplicação multifuncional incluem:

- Tratamento de cálculo com fibras de laser
- Tratamento com cestos para cálculo
- Tratamento em bebês, crianças e adolescentes



# Ureterorrenoscópio Ultra-Fino

## 4.5 / 6.5 Fr.



spirit of excellence

### Dados para Pedido

#### Ureterorrenoscópio de Fibra

**Ureterorrenoscópio compacto de fibra "E-line",**  
ponta distal 4,5 Fr., haste de 6,5 Fr., ângulo de visão 5°, com  
peça ocular lateral, canal de irrigação e instrumentos oval  
3,3 Fr., autoclavável

CT 430 mm ..... **8701534**

#### Acessórios Recomendados

##### Manopla

para ureterorrenoscópio ultra-fino .....8702.261

**Pinça de corpo estranho**, flexível,  
com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm ...828.605

**Pinça de biópsia**, flexível,  
com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm ...829.603

**Cesto de reprocessamento** para ureterorrenoscópio,  
incluindo suporte de instrumentos,  
640 x 132 x 74 mm .....38045.111

#### Sistema Intracorpóreo de Litotripsia

**MegaPulse (Set Básico)** laser de Hólmio:YAG para lito-  
tripsia a laser de cálculos de bexiga, ureterais e renais,  
versão desktop incl. acessórios ..... **22850010**

**Fibras de Laser** para laser de cálculo MegaPulse,  
descartável (embalagem com 5)

230 µm ..... 48750123

365 µm ..... 48750136

600 µm ..... 48750160

**Fibras de Laser** para laser de cálculo MegaPulse,  
permanente (embalagem com 5)

230 µm ..... 8750123

365 µm ..... 8750136

600 µm ..... 8750160

