



Disposable Cleaning Brush

for stopcocks and stopcock plugs of rigid and flexible instruments

Einmal-Reinigungsbürste

für Hahnküken/-gehäuse von starren und flexiblen Instrumenten

								
	Bürstenkopf BK Brush head BK		Bürstenlänge BL Brush length BL		Gesamtlänge GL / Total length TL mm	Farbe Color	für Hahnküken /-gehäuse mit for stopcock inserts with	Type / Type
	BK1 Ø mm	BK2 Ø mm	BL1 mm	BL2 mm			Noppen / Nubs	
Reinigungsbürste doppel konisch gerade zum Einmalgebrauch (VE= 50 ST) Double conical straight cleaning brush for single use (PACK= 50 PCS)	konisch conical 4-7	3	35	20	180	blau blue	2	7980001
	konisch conical 5-9	4	35	20	180	rot red	3	7980002
	konisch conical 6-11	5	35	20	180	gelb yellow	4	7980003
hierzu: / also:								
								
							Type / Type	
Dispenser Reinigungsbürsten Dispenser for cleaning brushes		zur Aufbewahrung und einfacher Entnahme von Reinigungsbürsten, zur Tischmontage, Material: Edelstahl, wiederverwendbar <i>For storing and easily removing cleaning brushes, for table mounting, Material: stainless steel, reusable</i>					7980901	