


EINMAL-REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR FLEXIBLE INSTRUMENTE



zum Einmalgebrauch (VE= 10 ST)	Ø mm	Farbe	Bürstenlänge BL mm	Gesamtlänge GL mm	Verwendung		Artikel-Nr.
					in Arbeits- und Laserkanal	in den flexiblen Endoskopen	
Reinigungsbürste Ø 2mm GL 1200mm	2	gelb	20	1200	Ø 1.0 - 1.5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx 7330.xxx 7331.xxx	7990001
Reinigungsbürste Ø 3mm GL 1200mm	3	grün	30	1200	Ø 2.0 - 2.5 mm	7250.011 7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx 7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
Reinigungsbürste Ø 0,85mm GL 1200mm	0.85	blau	10	1200	Ø 0.8 mm	7356xxx	7990003
Reinigungsbürste Ø 5mm GL 1200mm	5	weiß	20	1200	Ø 2.5 - 3.5 mm	7235xxx 7236xxx 7260xxx 7315xxx	7990005