


EINMAL-REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR STARRE INSTRUMENTE



zum Einmalgebrauch (VE=10 ST)	Bürsten- kopf-Ø mm	Bürsten- länge BL mm	Gesamt- länge GL mm	Farbe	für Kanal-Ø mm	Artikel-Nr.
Reinigungsbürste Ø 2mm GL 400mm	2	20	400	blau	1.0 - 1.5	7970402
Reinigungsbürste Ø 2mm GL 700mm			700			7970702
Reinigungsbürste Ø 3mm GL 400mm	3	30	400	rot	1.6 - 2.5	7970403
Reinigungsbürste Ø 3mm GL 700mm			700			7970703
Reinigungsbürste Ø 4mm GL 400mm	4	30	400	gelb	2.6 - 3.5	7970404
Reinigungsbürste Ø 4mm GL 700mm			700			7970704
Reinigungsbürste Ø 5mm GL 400mm	5	48	400	grün	3.6 - 4.5	7970405
Reinigungsbürste Ø 5mm GL 700mm			700			7970705
Reinigungsbürste Ø 7mm GL 400mm	7	48	400	violett	4.6 - 6.5	7970407
Reinigungsbürste Ø 7mm GL 700mm			700			7970707
Reinigungsbürste Ø 9mm GL 400mm	9	48	400	orange	6.6 - 8.5	7970409
Reinigungsbürste Ø 9mm GL 700mm			700			7970709
Reinigungsbürste Ø 11mm GL 400mm	11	48	400	weiß	8.6 - 10.5	7970411
Reinigungsbürste Ø 11mm GL 700mm			700			7970711
(VE=5 ST)						
Reinigungsbürste Ø 14mm GL 400mm	14	48	400	pink	10.6 - 13.5	7970414
Reinigungsbürste Ø 14mm GL 700mm			700			7970714
Reinigungsbürste Ø 17mm GL 400mm	17	48	400	schwarz	13.6 - 16.5	7970417
Reinigungsbürste Ø 17mm GL 700mm			700			7970717
Reinigungsbürste Ø 20mm GL 400mm	20	48	400	hellblau	16.6 - 19.5	7970420
Reinigungsbürste Ø 20mm GL 700mm			700			7970720