

PÄDIATRISCHE UROLOGIE



**HIGHLIGHT-PRODUKTE
IN DER KINDER-UROLOGIE**

HIGHLIGHTS IN DER KINDER-UROLOGIE

1

OPTISCHES URETHROTOM (1,9 MM OPTIKEN)

E-Line optisches Urethrotom 8.5 Ch

Für Neugeborene und Kleinkinder

USPs:

- Extrem kleine Baugröße (1,9 mm Optik) für atraumatische Anwendung bei kleinsten Anatomien
- Keramische Skalpelle (verschiedene Formen) für präzise Inzisionen

Indikationen / Einsatzgebiete:

- Urethrastrikturen • Meatusstenosen

2

CYSTO-URETHROSKOPE (1,9 MM OPTIKEN) – 8686 SERIE

Für Neugeborene und Kleinkinder (7.5–9.5 Ch)

USPs:

- Sehr schlanke Schäfte ab 7.5 Ch bis 9.5 Ch.
- 0° und 30° Optiken verfügbar (1,9 mm)

Indikationen:

- Diagnostische Zystoskopie
- Kontrolle bei Harnwegeingriffen

3

CYSTO-URETHROSKOPE (2,7 MM OPTIKEN) – 8672 SERIE

Für Kleinkinder (11–13 Ch)

USPs:

- 0°, 30° und 70° Optiken verfügbar (2,7 mm Durchmesser)
- Große Auswahl an optischen Instrumenten (Biopsie, Greifen, Schere)

Indikationen:

- Diagnostik • Biopsien
- Entfernung kleiner Blasensteine • Fremdkörperentfernung

4

MIDI-SIZE CYSTOSKOPE (12,5 / 14,5 CH)

USPs:

- Ideal für Übergangsgrößen (zwischen Kleinkind und älterem Kind)
- Einsatz auch für therapeutische Maßnahmen dank umfangreicher Instrumente

Indikationen:

- Polypenabtragung • Gewebeentnahme
- Endoskopisches Management kleiner Pathologien

5

NEONATALES CYSTOSKOP (4,5 / 6,5 CH)

USPs:

- Speziell für Neugeborene entwickelt
- Flex-Instrumente in 3 Ch verfügbar (Biopsie/Greifen)

Indikationen:

- Zystoskopien direkt nach Geburt
- Kontrolle angeborener Harnwegsanomalien

HIGHLIGHTS IN DER KINDER-UROLOGIE

6

CYSTOSKOP (8 / 9,8 CH) - REFLUXTHERAPIE

USPs:

- Speziell für endoskopische Refluxbehandlung konzipiert
- Lange Elektrode für Koagulation

Indikationen:

- Vesikoureteraler Reflux (VUR)

7

RESEKTOSKOP (1,9 MM OPTIKEN - 9 CH)

USPs:

- Minimaler Außendurchmesser für atraumatische Resektionsverfahren
- Schneide- und Koagulationselektroden in 9 Ch verfügbar

Indikationen:

- Mini-TUR / Urethra- und Blasenhalsschirurgie bei Kleinkindern

8

RESEKTOSKOP (2,7 MM OPTIKEN - 11,5 CH)

USPs:

- Für Neugeborene und Kleinkinder
- Verschiedene Keramik-Skalpelle, Elektroden und Arbeitsinstrumente verfügbar

Indikationen:

- TUR-ähnliche Eingriffe
- Submeatonale Inzisionen

9

MIDI-SIZE RESEKTOSKOP (14,5 CH)

USPs:

- Für ältere Kinder
- Leistungsstarker monopolarer Einsatz bei kleinem Durchmesser

Indikationen:

- Resektion kleiner Blasentumoren
- Urethrale Eingriffe

10

ULTRA-DÜNNES FIBER-URETERORENOSKOP (4,5 / 6,5 CH)

USPs:

- Seitlicher Okuläreinblick
- Ultra-dünner Arbeitskanal – ideal für Kinderharnleiter
- Flexible 3 Ch Greif- und Biopsieinstrumente verfügbar

Indikationen:

- Steindiagnostik • Retrograde Kontrolle
- Fremdkörperentfernung

OPTISCHES URETHROTOM

FÜR OPTIK 1,9 MM

FÜR NEUGEBORENE UND KLEINKINDER



auf 12 Uhr schneidend

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:	Ch	Durchlaß in Ch	Kennfarbe	Artikel-Nr.
Schaft für Urethrotom 8,5 Ch mit Spülhahn	Schaft für Urethrotom 8,5 Ch (8693.0145), Obturator für Urethrotom 8,5 Ch (8693.0147) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)	8,5	3	rot	8693.0141

hierzu: Schäfte und Obturatoren einzeln



Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	Ansatz für Resektoskop	Arbeitselement Urethrotom passiv 0°
Schaft für Urethrotom 8,5 Ch	SL 105 mm	rot	8693.0145	zur Diagnostik und Sondierung 8688.264	zur Aufnahme von Strikturskalpellen 8693.914
Obturator für Urethrotom 8,5 Ch	NL 123 mm	rot	8693.0147		

hierzu:



PANOVUE Optik	Blickrichtung	Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 1,9 mm NL 178 mm	0°	1,9 mm	178 mm	243 mm	8686.414




Strikturskalpelle		Schneide	Artikel-Nr.
	Skalpell 9 Ch Keramik halbrund	halbrund	8693.961
	Skalpell 8,5 Ch sichelförmig	sichelförmig	8693.93
	Skalpell 8,5 Ch hakenförmig	hakenförmig	8688.94

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 1	Innenmaße (B x H x T): 270 x 52 x 40 mm, Außenmaße (B x H x T): 297 x 54 x 59 mm 38015
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231

CYSTO-URETHROSKOPE 8686

FÜR OPTIK 1,9 MM


FÜR NEUGEBORENE UND KLEINKINDER



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:	Ch	Kennfarbe	Durchlaß	Artikel-Nr.
Schaft für Cystoskop 7,5 Ch mit 2 Spülhähnen	Schaft für Cystoskop 7,5 Ch (8686.0145), Obturator für Cystoskop 7,5 Ch (8686.0147)	7,5	blau	-	8686.0141
Schaft für Cystoskop 8,5 Ch mit 2 Spülhähnen und 1 Einführungshahn	Schaft für Cystoskop 8,5 Ch (8686.0245), Obturator für Cystoskop 8,5 Ch (8686.0247)	8,5	rot	3 Ch	8686.0241
Schaft für Cystoskop 9,5 Ch mit 2 Spülhähnen und 1 Einführungshahn	Schaft für Cystoskop 9,5 Ch (8686.0345), Obturator für Cystoskop 9,5 Ch (8686.0347)	9,5	gelb	4 Ch	8686.0341

hierzu: **Schäfte und Obturatoren einzeln**



Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	nur zur Diagnostik (nur mit Optik 0° einsetzbar)	1 Einführungshahn
Schaft für Cystoskop 7,5 Ch	SL 146 mm	blau	8686.0145	•	
Obturator für Cystoskop 7,5 Ch	SL 183 mm	blau	8686.0147		
Schaft für Cystoskop 8,5 Ch	SL 145 mm	rot	8686.0245		•
Obturator für Cystoskop 8,5 Ch	NL 180 mm	rott	8686.0247		
Schaft für Cystoskop 9,5 Ch	SL 145 mm	gelb	8686.0345		•
Obturator für Cystoskop 9,5 Ch	NL 180 mm	gelb	8686.0347		

hierzu:



HD
High Definition

PANOVIEW Optik	Blickrichtung	Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 1,9 mm NL 178 mm	0°	1,9 mm	178 mm	243 mm	8686.414
Optik 30° Ø 1,9 mm NL 179 mm	30°	1,9 mm	179 mm	241 mm	8686.415

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 2	Innenmaße (B x H x T): 454 x 52 x 40 mm Außenmaße (B x H x T): 481 x 54 x 59 mm 38016
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231

E-line

CYSTO-URETHROSKOPE 8672


FÜR OPTIK 2,7 MM

FÜR KLEINKINDER


AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:	Ch	Kennfarbe	Durchlaß	Artikel-Nr.
Schaft für Cystoskop 11 Ch mit 2 Spülhähnen	Schaft für Cystoskop 11 Ch (8672.0145), Obturator für Cystoskop 11 Ch (8672.0147), Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)	11	rot	-	8672.0141
Schaft für Cystoskop 12 Ch mit 2 Spülhähnen und 1 Einführungshahn	Schaft für Cystoskop 12 Ch (8672.0245), Obturator für Cystoskop 12 Ch (8686.0247) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00), Gummikappe "RIWO", rotorange (15220.006)	12	grün	3 Ch	8672.0241
Schaft für Cystoskop 13 Ch mit 2 Spülhähnen und 2 Einführungshähnen	Schaft für Cystoskop 13 Ch (8686.0345), Obturator für Cystoskop 13 Ch (8686.0347) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00), Gummikappe "RIWO", rotorange (15220.004) Gummikappe "RIWO", rotorange (15220.006)	13	blau	4 Ch	8672.0341

hierzu: Schäfte und Obturatoren einzeln



Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	nur zur Diagnostik	1 Einführungshahn	2 Einführungshähne
Schaft für Cystoskop 11 Ch	SL 149 mm	rot	8672.0145	•		
Obturator für Cystoskop 11 Ch	NL 184 mm	rot	8672.0147			
Schaft für Cystoskop 12 Ch	SL 150 mm	grün	8672.0245		•	
Obturator für Cystoskop 12 Ch	NL 184 mm	grün	8672.0247			
Schaft für Cystoskop 13 Ch	SL 149 mm	blau	8672.0345			•
Obturator für Cystoskop 13 Ch	NL 184 mm	blau	8672.0347			

hierzu:



PANOVIEW Optik	Blickrichtung	Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 2,7 mm NL 182 mm	0°	2,7 mm	182 mm	249 mm	8672.421
Optik 30° Ø 2,7 mm NL 182 mm	30°	2,7 mm	182 mm	247 mm	8672.422
Optik 70° Ø 2,7 mm NL 185 mm	70°	2,7 mm	185 mm	247 mm	8672.425

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 2	Innenmaße (B x H x T): 454 x 52 x 40 mm Außenmaße (B x H x T): 481 x 54 x 59 mm 38016
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231

E-line

OPTISCHE ZANGEN


FÜR CYSTO-URETHROSKOP 8672



Zur Anwendung mit der 0° Optik 8672.421 im Schaft 8672.0441		passend für Schäfte ab	Artikel-Nr.
 Opt. PE-Zange löffelförmig	beidseitig öffnend, durchschneidend, zur PE-Entnahme	14 Ch	8672.604
 Opt. Greifzange Hechtmaul	beidseitig öffnend, zum Fassen von Fremdkörpern	14 Ch	8672.654

ZANGEN UND SCHEREN

KLEINMODULARES SYSTEM **HySafe**
FÜR CYSTO-URETHROSKOP 8672

Greifzangen-Innenteil mit Schaft				Griff mit Überlastschutz	Komplett-Instrument • Maulteil • Griff
	Artikel-Nr.	Ch	NL	8083.001	Artikel-Nr.
Greifzange kpl distal abgewinkelt mit Hechtmaul	8642.6508	5	340 mm	•	8642.6502
	8645.6508	7	325 mm	•	8645.6502
PE-Zange kpl -Löffel	8642.6008	5	340 mm	•	8642.6002
	8645.6008	7	340 mm	•	8645.6002
PE-Zange kpl	8642.6318	5	340 mm	•	8642.6312
					
Schere kpl	8642.6818	5	340 mm	•	8642.6812
					
Hakenschere kpl durchschneidend	8992.6408	7	310 mm	•	8992.6402
					

- Durchspülbar – optimale Innenreinigung
- Easy-Click – einfache und schnelle Montage
- Überlastschutz – signifikant höhere Lebensdauer

FLEXIBLE FASSZANGE
FÜR CYSTO-URETHROSKOPE 8672 UND 8686

	Ch	NL	GL	Artikel-Nr.
 Flex. Schere 4Ch NL 230 mm mit Überlastsicherung	4	230 mm	350 mm	828.244

MIDI-SIZE

CYSTO-URETHROSKOP

für kleinere Anatomien
nach Rösch



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:	Ch	Durchlaß in Ch	Kenn- farbe	Artikel-Nr.
Schaft für Cystoskop 12,5 Ch mit 2 Spülhähnen	Schaft für Cystoskop 12,5 Ch (86720255), Obturator für Cystoskop 12,5 Ch (86720257), Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)	12,5	5	grün	86720251
Schaft für Cystoskop 14,5 Ch mit 2 Spülhähnen	Schaft für Cystoskop 14,5 Ch (86720455), Obturator für Cystoskop 14,5 Ch (86720457), Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)	14,5	7	grün	86720451

hierzu: **Schäfte und Obturatoren einzeln**



Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	Ansatz für Cystoskop GL 65mm
Schaft für Cystoskop 12,5 Ch	SL 193 mm	grün	86720255	8672265
Obturator für Cystoskop 12,5 Ch	NL 211 mm	grün	86720257	
Schaft für Cystoskop 14,5 Ch	SL 194 mm	weiß	86720455	
Obturator für Cystoskop 14,5 Ch	NL 211 mm	weiß	86720457	

hierzu:



PANOVUE Optik	Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 30° Ø 2,7 mm NL 267 mm	2,7 mm	267 mm	331 mm	8672432



Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 2	Innenmaße (B x H x T): 454 x 52 x 40mm Außenmaße (B x H x T): 481 x 54 x 59mm 38016
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231

FLEXIBLE HILFSINSTRUMENTE FÜR MIDI-SIZE

		Außen-Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
	Flex. PE-Zange 5 Ch NL 315 mm	5 Ch	315 mm	465 mm	829.05
	Flex. PE-Zange 7 Ch NL 375 mm	7 Ch	375 mm	490 mm	829.07
	Flex. Greifzange 5 Ch NL 315 mm	5 Ch	315 mm	465 mm	828.05
	Flex. Greifzange 7 Ch NL 365 mm	7 Ch	365 mm	515 mm	828.07
	Flex. Schere 7 Ch NL 375 mm	7 Ch	375 mm	490 mm	830.07

CYSTOSKOP 4,5 / 6,5 CHARR.


FÜR NEUGEBORENE UND KLEINKINDER



optional
4712348

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	Blickrichtung	Arbeitskanal	NL	Artikel-Nr.
Cystoskop kpl bestehend aus: Cystoskop 5° 4,5/6,5 Ch NL 120 mm (8715.401), Dichtung Ø 7,5 mm (VE=10 ST) (89.101), Membranaufnahme (15256.393) und Gummikappe "RIWO", rotorange (15220.005)	5°	3.3 Ch	120 mm	87154012
hierzu:				
 Flex. Greifzange 3 Ch NL 230 mm feine Verzahnung			230 mm	828.03
 Flex. PE-Zange 3 Ch NL 230 mm			230 mm	829.03
 zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1-6 Ch: Universal Dichtventil 1-6 Ch, steril (VE=5 ST)				4712348

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Cystoskop/Optik 	Innenmaße (B x H x T): 451 x 65 x 124 mm, Außenmaße (B x H x T): 467 x 75 x 132 mm 38004
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231

CYSTOSKOP 8 / 9,8 CHARR. ZUR REFLUXTHERAPIE BEI KLEINKINDER




optional
4712348

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	Blickrichtung	Arbeitskanal	NL	Artikel-Nr.
Cystoskop 12° 8,0/9,8 Ch NL 150 mm	12°	5 Ch	150 mm	8626.531
hierzu:				
	Starre Greifzange 5 Ch NL 340 mm feine Verzahnung, zur Splint-Entfernung		340 mm	8626.65
	Koag-Elektrode mono 5 Ch NL 400 mm		400 mm	823.05
	zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1-6 Ch: Universal Dichtventil 1-6 Ch, steril (VE=5 ST)			4712348

CYSTOSKOP (8 / 8,9 CH)

6


Empfohlenes Zubehör		Artikel-Nr.
Siebkorb für Cystoskop/Optik		Innenmaße (B x H x T): 451 x 65 x 124 mm, Außenmaße (B x H x T): 467 x 75 x 132 mm 38004
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang	806625231

E-line

RESEKTOSKOP

FÜR OPTIK 1,9 MM

FÜR NEUGEBORENE UND KLEINKINDER



auf 6 Uhr schneidend

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:		Ch	Durchlaß in Ch	Kennfarbe	Artikel-Nr.
Schaft für Resektoskop 9 Ch mit Spülhahn	Schaft für Resektoskop 9 Ch (8688.0145), Obturator für Resektoskop 9 Ch (8688.0147) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)		9	3	weiß	8688.0141
hierzu: Schäfte und Obturatoren einzeln						
						
Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	Ansatz für Resektoskop	Arbeitselement passiv mono 30°	
Schaft für Resektoskop 9 Ch	SL 106 mm	weiß	8688.0145	zur Diagnostik und Sondierung 8688.264	zur Aufnahme von Strikturskalpellen 8688.224	
Obturator für Resektoskop 9 Ch	NL 123 mm	weiß	8688.0147			
hierzu: 						
PANOVUE Optik	Blickrichtung		Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 1,9 mm NL 178 mm	0°		1,9 mm	178 mm	243 mm	8686.414



Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 1	Innenmaße (B x H x T): 270 x 52 x 40mm, Außenmaße (B x H x T): 297 x 54 x 59mm 38015
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231
Elektroden und Skalpelle	siehe Seite 16

E-line

RESEKTOSKOP

FÜR OPTIK 2,7 MM

FÜR NEUGEBORENE UND KLEINKINDER



auf 6 Uhr schneidend

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

Schaft für Cystoskop komplett	bestehend aus:			Ch	Kenn- farbe	Artikel-Nr.	
Schaft für Resektoskop 11,5 Ch mit Spülhahn	Schaft für Resektoskop 11,5 Ch (8677.0145), Obturator für Resektoskop 11,5 Ch (8677.0147) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)			11,5	gelb	8677.0141	
hierzu: Schäfte und Obturatoren einzeln							
							
Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	Ansatz für Urethrotom/ Resektoskop	Arbeitselement aktiv mono 0°		
Schaft für Resektoskop 11,5 Ch	SL 105 mm	gelb	8677.0145	zur Diagnostik (ohne Hahn) 8677.254	zur Aufnahme von Strikturskalpellen 8677.224		
Obturator für Resektoskop 11,5 Ch	NL 124 mm	gelb	8677.0147				
hierzu: 							
PANOVUE Optik				Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 2,7 mm NL 182 mm				2,7 mm	182 mm	249 mm	8672.421



RESEKTOSKOP 11,5 CH

8

Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 1	Innenmaße (B x H x T): 270 x 52 x 40mm, Außenmaße (B x H x T): 297 x 54 x 59mm 38015
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231
Elektroden und Skalpelle	siehe Seite 16

ELEKTRODEN UND SKALPELLE

FÜR RESEKTOSKOP MIT OPTIK 1,9 MM UND 2,7 MM

Elektroden			für Resektoskop mit Optik	
		Schlinge	1,9 mm	2,7 mm
	Schneide-Elektrode mono 9 Ch 0°	rund	8688.93	
	Schneide-Elektrode mono 11,5 Ch 0°			8416.03
	Koag-Elektrode mono 9 Ch 0°	Kugel	8688.91	
	Koag-Elektrode mono 11,5 Ch 0°			8416.01
	Haken-Elektrode mono 9 Ch 0°	Haken	8688.95	
	Haken-Elektrode mono 11,5 Ch 0°			8416.09
	Koag-Elektrode mono 9 Ch 0° 90° retrograd abgewinkelt	Kugel	8688.994	

Skalpell, zum kalten Schneiden von Harnröhren-Strikturen			für Resektoskop mit Optik	
		Schneide	1,9 mm	2,7 mm
	Skalpell 9 Ch Keramik halbrund	halbrund	8693.961	
	Skalpell 11,5 Ch Keramik halbrund			8677.961
	Skalpell 8,5 Ch sichelförmig	sichelförmig	8693.93	
	Skalpell 11,5 Ch sichelförmig			8677.93
	Skalpell 8,5 Ch hakenförmig	hakenförmig	8688.94	

MIDI-SIZE

RESEKTOSKOP



für kleinere Anatomien
nach Rösch

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	bestehend aus:			Artikel-Nr.		
Schaft für Resektoskop 14,5 Ch mit Spülhahn	Schaft für Resektoskop 14,5 Ch (86770155), Obturator für Resektoskop 14,5 Ch (86770157) Luer-Lock-Schlauchteil (886.00)			86770151		
hierzu: Schäfte und Obturatoren einzeln						
						
Schaft und Obturator einzeln	SL / NL	Kennfarbe	Artikel-Nr.	Arbeitselement aktiv mono 0°		
Schaft für Resektoskop 14,5 Ch	SL 221 mm	weiß	86770155	8677.224		
Obturator für Resektoskop 14,5 Ch	NL 240mm	weiß	86770157			
hierzu: 						
PANOVUE Optik			Ø	NL	GL	Artikel-Nr.
Optik 0° Ø 2,7mm NL 267mm			2,7 mm	267 mm	334 mm	8672430



Empfohlenes Zubehör	Artikel-Nr.
Siebkorb für Standardoptik 2	Innenmaße (B x H x T): 454 x 52 x 40mm Außenmaße (B x H x T): 481 x 54 x 59mm 38016
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)	Ø 2,5 mm, 2,3 m lang 806625231
Behälter (B x H x T) 300 x 60 x 200 mm	33020

MIDI-SIZE

HILFSINSTRUMENTE ZUM MIDI-SIZE RESEKTOSKOP

Strikturskalpelle mit Keramikschnede		Schliff	Artikel-Nr.
	Skalpell 14,5 Ch lanzettenförmig	lanzettentförmig, beidseitig schneidend	8677981
	Skalpell 14,5 Ch sichelförmig	sichelförmig	8677931

Elektroden		Elektrodenform	Artikel-Nr.
	Koag-Elektrode mono 14,5 Ch 0° Stielfarbe gelb	Knopf	8416011
	Schneide-Elektrode mono 14,5 Ch 0° Stielfarbe gelb	Schlinge rund	8416031
	Haken-Elektrode mono 14,5 Ch 0° Stielfarbe gelb	Haken	8416091



E-line


ULTRA-DÜNNES FIBER-URETERORENOSKOP

MIT SEITLICHEM OKULAREINBLICK



AUTOCLAVE
134° C / 273° F



	NL	GL	Blickrichtung	Ch	Arbeitskanal	Artikel-Nr.
Ureterorenoskop 5° 4,5/6,5 Ch NL 330 mm atraumatisch geformte Spitze	330 mm	465 mm	5°	4,5 / 6,5 Ch	3 Ch	8701517
Empfohlenes Zubehör						Artikel-Nr.
	Flex. Greifzange 3 Ch NL 530 mm					828.605
	Flex. PE-Zange 3 Ch NL 530 mm					829.603
Handgriff für E-Line Uretero-Renoscope						8702.261
Führungsteil für Uretero-Renoskop für LITHOCLAST-Handstücke						8702.251
zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1-6 Ch: Universal Dichtventil 1-6 Ch, steril (VE=5 ST.)						4712348
Membranaufnahme Standard						15256.393
Membranaufnahme mit Luer						15256.456
Dichtung Ø 7,5 mm (VE = 10 Stück)						89.101
Lithoclast-Sonde Ø 0,8 mm NL 605 mm						8742.001
Siebkorb oberer Harntrakt 1 mit Kleinteilesieb					Innenmaße (B x H x T): 619 x 65 x 124 mm, Außenmaße (B x H x T): 635 x 75 x 132 mm	38003
Markierstift, schwarz						38201,948
Fiber Lichtleiter kpl bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)			Ø 2,5 mm, 2,3 m lang			806625231

Dieses Informationsmaterial richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise gemäß § 2 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) und ist nicht für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt.

