


Flexible Fibre-Urethro-Cystoscope
5 mm / 15 Fr.
Channel 2.5 mm / 7.5 Fr.

Flexibles Fiber-Urethro-Cystoskop
5 mm / 15 Charr.
Kanal 2,5 mm / 7,5 Charr.



7305.781
auf Wunsch /
on request

210° auf / up
150° ab / down
- zusätzliche passive Abwinkelung
- additional passive deflection

Abwinkelung / deflection

now with 25 % more pixels and 30 % larger image
jetzt mit 25 % mehr Bildpunkten und 30 % größerem Bild

7305.001 ab / down ← → auf / up
7305.006 auf / up ← → ab / down

- Ovale Formgebung des distalen Schaft-Endes
- Oval shape of the distal end of the sheath
- Steuerhebel mit leichtgängiger Feststellbremse
- Control lever with easy-action locking brake
- Verwendbar mit allen gängigen flexiblen Hilfsinstrumenten, wie Zangen, HF-Sonden, Laser-Fasern etc.
- Can be used with all normal flexible accessory instruments such as forceps, HF probes, laser fibres etc.

6

- Safe and atraumatic passage through the urethra is provided by the oblique distal tip
- Reduced weight and ergonomic design for optimal handling and less strain on the operator
- 0° viewing direction, 120° angle of view
- Immersible and gas sterilisable
- Sichere und atraumatische Passage der Harnröhre durch angeschrägtes distales Schaft-Ende
- Gewichtsreduzierte Bauweise und ergonomisches Design für optimales Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- 0° Blickrichtung, 120° Bildwinkel
- Einleg- und gassterilisierbar

Flexibles Fiber-Urethro-Cystoskop-Set Flexible fibre-urethro-cystoscope set	im Set enthaltenes Fiber-Urethro- Cystoskop included in set Fiber-urethro- cystoscope	Außen-Durchmesser Outer diameter	Sondenkanal Instrument channel	Nutzlänge Working length	Set
bestehend aus: Fiber-Urethro-Cystoskop, Ansatz mit Einführungshahn (7305.782), Dichtigkeitstester (163.903), Gassteri-Ventil (163.904), Einmal-Reinigungsbürste (7990002), Koffer	7305.001	5 mm 15 Charr. / Fr.	2.5 mm 7.5 Charr. / Fr.	400 mm	Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach unten Forward movement of the control lever provides downward movement of the tip 730500111
consisting of: Fiber-urethro-cystoscope, instrument port (7305.782), leak tester (163.903), gas sterilisation valve (163.904), disposable cleaning brush (7990002), case	7305.006				Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach oben Forward movement of the control lever provides upward movement of the tip 730500611

hierzu / also: Fiber Lichtleiter Set , Ø 2,5 mm bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509) Fiber light cable set , Ø 2.5 mm consisting of: Fiber light cable (80662523), adapter projector side (8095.07) and adapter endoscope side (809509)				2.3 m lang / long	806625231
---	--	--	--	----------------------	------------------

Hilfsinstrumente siehe Rückseite / Accessory instruments see overleaf

Accessory Instruments

for flexible fibre-urethro-cystoscope


MegaPulse Desktop 30+ Set	22860010
MegaPulse Tower 30+ Set	22860060
ENDOCAM Logic HD Controller Set can also be used with Pendual Camera Head ENDOCAM Logic HD	55251011
Medical LCD Monitor 27" for pin-sharp endo images	LMD-2765NB
optional:	
Monitor Stand	5370.0190
Suction Pump Set	2207.0011
PRO-CART	32113.003

Hilfsinstrumente

zum flexiblen Fiber-Urethro-Cystoskop

MegaPulse Desktop 30+ Set	22860010
MegaPulse Tower 30+ Set	22860060
ENDOCAM Logic HD Controller Set mit Pendual Kamerakopf ENDOCAM Logic HD verwendbar	55251011
Medizinischer LCD-Monitor 27" für gestochen scharfe Endobilder	LMD-2765NB
optional:	
Monitor-Standfuß	5370.0190
Suction Pump Set	2207.0011
PRO-CART	32113.003

6



Sterisafe DURO A3-Set,
for plasma sterilization consisting of:
Sterisafe DURO A3 (382031003),
Toolsafe Lattice base (382031101),
Disposable filter for H₂O₂
(pack of 100, 382031401)382032000

Sterisafe DURO A3-Set,
for EO (ethylene oxide) and FA (formaldehyde) consisting of:
Sterisafe DURO A3 (382031003),
Toolsafe Lattice base (382031101),
Disposable filter for EO and FA
(pack of 100, 382031501)382032100

Accessories:
Disposable filter, pack of 100,
for H₂O₂382031401
for EO and FA382031501
Seal of approval label, pack of 500,
for H₂O₂382031220
Label holder, universal382031203
Lead-wire seal, pack of 100382031202

Technical information:
Outer dimensions (L x W x H): 450 x 292 x 87 mm
Inside dimensions (L x W x H): 420 x 265 x 75 mm

Sterisafe DURO A3-Set,
für Plasma-Sterilisation bestehend aus:
Sterisafe DURO A3 (382031003),
Toolsafe Gitterunterlage (382031101),
Einwegfilter für H₂O₂
(VE=100 St., 382031401)382032000

Sterisafe DURO A3-Set,
für EO und FA bestehend aus:
Sterisafe DURO A3 (382031003),
Toolsafe Gitterunterlage (382031101),
Einwegfilter für EO und FA
(VE=100 St., 382031501)382032100

Zubehör:
Einwegfilter, VE=100 St.,
für H₂O₂382031401
für EO und FA382031501
Siegeletikett, VE=500 St.,
für H₂O₂382031220
Etikettenhalter, universal382031203
Sicherungsplombe, VE=100 St.382031202







Technische Informationen:
Außenmaße (L x B x H): 450 x 292 x 87 mm
Innenmaße (L x B x H): 420 x 265 x 75 mm

Accessory Instruments

for flexible fibre-urethro-cystoscope

Hilfsinstrumente

zum flexiblen Fiber-Urethro-Cystoskop

	Außen - Ø Outer - Ø	NL WL	Typen Types
Probe-Exzisionszange Biopsy forceps Verlängerte Maulteile vergrößern das Biopstat <i>Extra long jaws to obtain a larger specimen</i> 	1.6 mm 5 Charr. / Fr.	550 mm	829.051
Mauszahn-Fasszange, sicheres und effektives Greifen durch Mauszahngeometrie Mouse-tooth grasping forceps, Safe and effective grasping with mouse-tooth geometry 	1.6 mm 5 Charr. / Fr.	550 mm	8735.685
	2.0 mm 6.5 Charr. / Fr.	550 mm	8736.685
Einmalgebrauch-Laserfaser für Blasensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzeln steril verpackt Disposable laser fibres for bladder stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile	365 µm		4875013650
	550 µm		487501550
Mehrfachgebrauch-Laserfaser für Blasensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzeln steril verpackt Reusable laser fibres for bladder stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile	365 µm		875013650
	550 µm		87501550
Ansatz mit 2 Luer-Anschlüssen, Schnellverschluss Attachment with 2 Luer connectors, quick-lock mechanism 			7305.781
hierzu / also: Luer Verschlusskappe Luer sealing cap 			15023205
zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1 – 6 Charr. Steriles Universal Dichtventil (VE = 5 St.) <i>for inserting accessory instruments of 1 – 6 Fr.</i> Sterile universal sealing valve (pack of 5) 			4712348
Tuohy-Borst-Adapter, steril mit Zuspritzteil, mit männlichem Luer-Lock Ansatz (VE = 20 Stück) Tuohy-Borst Adapter, sterile with injection port, with male Luer-lock fitting (Pack of 20) 			413910