

Steril und effizient



Steriles Handgebläse

zur Luftinsufflation

Steriles Handgebläse

zur Luftinsufflation



spirit of excellence

Das sterile Handgebläse wird als Zubehör bei endoskopisch kontrollierten Eingriffen eingesetzt.

Es ist für die Insufflation von steriler Luft zur Aufdehnung des Enddarmes bei der Prokto-Rektoskopie anwendbar.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Erzeugung von steriler Luft zum Zerstäuben von Talkum bei einer Thorakoskopie. Auch Anästhesiemittel können hiermit in den oberen Atemwegen eingebracht werden.

- Applikationen:
 - Prokto-Rektoskopie
 - Pharynx und Larynx
 - Thorakoskopie
- Distaler Filtrationsvorsatz mit Membranfilter
- Einmal-Gebrauch - keine aufwendige Aufbereitung
- Patientensicher



Handgebläse, steril (VE = 5 St.)

Handgebläse mit Filter zum Einmalgebrauch

Ø 49 mm, GL 567 mm 412700N

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis.
Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

J 613de281025

