

Pflegeleicht bis in den OP



**Wartungsfreie
Zweiwegehähne**

Wartungsfreie Zweiwegehähne

Pflegeleicht bis in den OP

Um bei der Sterilisation ein möglichst sicheres Ergebnis zu erhalten verzichten wir bei den wartungsfreien Zweiwegehähnen nun ganz auf Fette und Öle.

Zudem lässt sich der neue Hahn durch einfaches "Klicken" ganz unkompliziert demontieren und montieren: So bleibt Ihnen mehr Zeit für die wichtigen Dinge.



- Einfache Demontage und Montage
- Kein Fetten und Ölen erforderlich – vollständig wartungsfrei!
- Uneingeschränkte maschinelle Aufbereitbarkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren und in montiertem Zustand!

Saug-Spül-Rohr

mit wartungsfreiem Zweiwegehahn,
Schaftrohr mit distalen Öffnungen, wiederverwendbar

NL 290 mm **8583732**
NL 410 mm **8584732**

Saug-Spül-Ansatz

mit wartungsfreiem Zweiwegehahn,
für multifunktionales Saug-Spül-System,

wiederverwendbar **8583819**

Zweiwegehahn wartungsfrei

mit Luer-Lock-Anschluss, wiederverwendbar

Durchlass 4 mm **88351**
Durchlass 3 mm **88350**

