

Einmalig sauber!



Einmal-
Reinigungsbürsten

Einmal-Reinigungsbürsten



Unsere Einmal-Reinigungsbürsten bieten Ihnen Sicherheit und Qualität. Das durchdachte Konzept ermöglicht die Bürstenreinigung aller Richard Wolf-Instrumente.

Eine farbliche Kennzeichnung hilft Ihnen hierbei schnell und verlässlich die für den angegebenen Instrumentendurchmesser validierte Bürste auszuwählen, wodurch Sie stets ein einwandfrei sauberes Medizinprodukt erhalten.

So sparen Sie im Alltag nicht nur Zeit, sondern auch einen erheblichen Dokumentationsaufwand.

- Verschiedenste Bürsten für die gesamte Vielfalt an Richard Wolf-Instrumenten
- Farbliche Kennzeichnung
- Für den angegebenen Durchmesser validierte Bürsten
- Keine Aufbereitung erforderlich

Einmal-Reinigungsbürsten für starre Instrumente	Bürstenkopf-Ø mm	Bürstenlänge mm	Gesamtlänge mm	Farbe	für Kanal-Ø mm	Artikel-Nr.
VE = 10 ST	2	20	400	blau	1,0 - 1,5	7970402
			700			7970702
	3	30	400	rot	1,6 - 2,5	7970403
			700			7970703
	4	30	400	gelb	2,6 - 3,5	7970404
			700			7970704
	5	48	400	grün	3,6 - 4,5	7970405
			700			7970705
	7	48	400	violett	4,6 - 6,5	7970407
			700			7970707
	9	48	400	orange	6,6 - 8,5	7970409
			700			7970709
	11	48	400	weiß	8,6 - 10,5	7970411
			700			7970711
VE = 5 ST	14	48	400	pink	10,6 - 13,5	7970414
			700			7970714
	17	48	400	schwarz	13,6 - 16,5	7970417
			700			7970717
	20	48	400	hellblau	16,6 - 19,5	7970420
			700			7970720

Hierzu:



Aufbewahrungsleiste Reinigungsbürsten

zur Aufbewahrung und einfacher Entnahme von Reinigungsbürsten,

zur Wandmontage, Material: Edelstahl, wiederverwendbar7970901

Einmal-Reinigungsbürsten für flexible Instrumente	Bürstenkopf-Ø mm	Bürstenlänge mm	Gesamtlänge mm	Farbe	für Kanal-Ø mm	Artikel-Nr.
VE = 10 ST	0,85	10	1200	blau	0,8	7990003
	2	20	1200	gelb	1,0 - 1,5	7990001
	3	30	1200	grün	2,0 - 2,5	7990002
	5	20	1200	weiß	2,5 - 3,5	7990005

Die Doppel-Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch dienen insbesondere der effizienten Reinigung von Richard Wolf-Hahngehäusen und -Hahnküken. Das vollständig demontierbare und wartungsfreie Hahndesign kann mit Hilfe der spezifischen Bürsten hoch wirksam und hygienisch einwandfrei gereinigt werden. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Größen der Hähne beachtet.


- Speziell zur Reinigung von Richard Wolf-Hähnen
- Für Hähne mit 2, 3 und 4 Noppen
- Zum Einmalgebrauch



Dispenser Reinigungsbürsten

zur Aufbewahrung und einfacher Entnahme von Reinigungsbürsten,
zur Tischmontage, Material: Edelstahl,
wiederverwendbar

7980901



Reinigungsbürste doppel konisch gerade

für Hahnküken/-gehäuse mit 2 Noppen,
Bürstenkopf 1: konisch Ø 4-7 mm,
Bürstenkopf 2: Ø 3 mm,
VE=50 ST, Farbe blau,
zum Einmalgebrauch

7980001

Reinigungsbürste doppel konisch gerade

für Hahnküken/-gehäuse mit 3 Noppen,
Bürstenkopf 1: konisch Ø 5-9 mm,
Bürstenkopf 2: Ø 4 mm,
VE=50 ST, Farbe rot,
zum Einmalgebrauch

7980002

Reinigungsbürste doppel konisch gerade

für Hahnküken/-gehäuse mit 4 Noppen,
Bürstenkopf 1: konisch Ø 6-11 mm,
Bürstenkopf 2: Ø 5 mm,
VE=50 ST, Farbe gelb,
zum Einmalgebrauch

7980003

