

Une propreté unique!



**Brosses de nettoyage
à usage unique**

Brosses de nettoyage à usage unique



Nos brosses de nettoyage à usage unique vous offrent sécurité et qualité. Notre concept sophistiqué permet un nettoyage à la brosse de tous les instruments Richard Wolf.

Un marquage de couleur vous aide à sélectionner rapidement et de façon fiable les brosses validées pour les diamètres d'instruments indiqués, afin de vous permettre un nettoyage impeccable des dispositifs médicaux, en toute simplicité.

Vous gagnez du temps au quotidien, tout en vous épargnant un travail de documentation considérable.

- Brosses diverses et variées pour l'ensemble de la gamme d'instruments de Richard Wolf
- Marquage de couleur
- Brosses validées pour le diamètre indiqué
- Aucun traitement requis

Brosses de nettoyage à usage unique pour instruments rigides	Diamètre de la tête de la brosse mm	Longueur de la brosse mm	Longueur totale mm	Couleur	pour diamètre de canal mm	Référence
UE = 10 PCS	2	20	400	bleu	1,0 - 1,5	7970402
			700			7970702
	3	30	400	rouge	1,6 - 2,5	7970403
			700			7970703
	4	30	400	jaune	2,6 - 3,5	7970404
			700			7970704
	5	48	400	vert	3,6 - 4,5	7970405
			700			7970705
	7	48	400	violet	4,6 - 6,5	7970407
			700			7970707
	9	48	400	orange	6,6 - 8,5	7970409
			700			7970709
	11	48	400	blanc	8,6 - 10,5	7970411
			700			7970711
UE = 5 PCS	14	48	400	rose	10,6 - 13,5	7970414
			700			7970714
	17	48	400	noir	13,6 - 16,5	7970417
			700			7970717
	20	48	400	bleu clair	16,6 - 19,5	7970420
			700			7970720

À utiliser avec :



Barre de rangement brosses de nettoyage

pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage,

pour le montage mural, matériau : acier inoxydable,

à usage multiple7970901

Brosses de nettoyage à usage unique pour instruments souples	Diamètre de la tête de la brosse mm	Longueur de la brosse mm	Longueur totale mm	Couleur	pour diamètre de canal mm	Référence
UE = 10 PCS	0,85	10	1200	blau	0,8	7990003
	2	20	1200	gelb	1,0 - 1,5	7990001
	3	30	1200	grün	2,0 - 2,5	7990002
	5	20	1200	weiß	2,5 - 3,5	7990005


Les brosses de nettoyage doubles à usage unique sont tout particulièrement indiquées pour le nettoyage efficace des corps de robinet et robinets d'arrêt Richard Wolf. Le robinet sans entretien et entièrement démontable peut être nettoyé facilement et efficacement à l'aide des brosses spéciales pour garantir une parfaite hygiène. Les différentes tailles des robinets ont également été prises en compte.

- Spécialement pour le nettoyage des robinets Richard Wolf
- Pour les robinets à 2, 3 et 4 picots
- À usage unique



Distributeur de brosses de nettoyage

pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage,
pour le montage sur table, matériau: acier inoxydable,
à usage multiple7980901



Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 2 picots,
tête de brosse 1 : conique Ø 4-7 mm,
tête de brosse 2 : Ø 3 mm,
UE=50 pces, couleur bleu,
à usage unique7980001

Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 3 picots,
tête de brosse 1 : conique Ø 5-9 mm,
tête de brosse 2 : Ø 4 mm,
UE=50 pces, couleur rouge,
à usage unique7980002

Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 4 picots,
tête de brosse 1 : conique Ø 6-11 mm,
tête de brosse 2 : Ø 5 mm,
UE=50 pces, couleur jaune,
à usage unique7980003

