

Limpeza única!



**Escovas de limpeza
descartáveis**

Escovas de limpeza descartáveis



Nossas escovas de limpeza descartáveis oferecem a você segurança e qualidade. O conceito sofisticado da escova permite a limpeza de todos os instrumentos da Richard Wolf.

A codificação por cores ajuda você a selecionar, de forma rápida e confiável, a escova adequada para o diâmetro específico de seu instrumento, assegurando sempre um dispositivo médico perfeitamente limpo.

Isto não só economiza tempo na prática diária, mas também uma considerável quantidade de documentação.

- Várias escovas para toda a variedade de instrumentos da Richard Wolf
- Codificação por cores
- Escovas apropriadas para os diâmetros específicos
- Nenhuma preparação necessária

Escovas de limpeza descartáveis para instrumentos rígidos	Cabeça da escova-Ø mm	Comprimento da escova mm	Comprimento total mm	Cor	para o canal-Ø mm	Artigo nº
UE = 10 PÇ	2	20	400	azul	1,0 - 1,5	7970402
			700			7970702
	3	30	400	vermelho	1,6 - 2,5	7970403
			700			7970703
	4	30	400	amarelo	2,6 - 3,5	7970404
			700			7970704
	5	48	400	verde	3,6 - 4,5	7970405
			700			7970705
	7	48	400	violeta	4,6 - 6,5	7970407
			700			7970707
	9	48	400	laranja	6,6 - 8,5	7970409
			700			7970709
UE = 5 PÇ	14	48	400	rosa	10,6 - 13,5	7970414
			700			7970714
	17	48	400	preto	13,6 - 16,5	7970417
			700			7970717
	20	48	400	azul claro	16,6 - 19,5	7970420
			700			7970720

Para este fim:



Barra de armazenamento

para escovas de limpeza

conservação e fácil utilização das escovas de limpeza, para montagem

na parede, Material: aço inoxidável, reutilizável7970901

Escovas de limpeza descartáveis para instrumentos flexíveis	Cabeça da escova-Ø mm	Comprimento da escova mm	Comprimento total mm	Cor	para o canal-Ø mm	Artigo nº
UE = 10 PÇ	0,85	10	1200	blau	0,8	7990003
	2	20	1200	gelb	1,0 - 1,5	7990001
	3	30	1200	grün	2,0 - 2,5	7990002
	5	20	1200	weiß	2,5 - 3,5	7990005

As escovas duplas de limpeza descartáveis são especialmente desenvolvidas para uma limpeza eficiente das cavidades e plugs das torneiras da Richard Wolf. O design da torneira completamente desmontável e livre de manutenção, pode ser limpo de forma altamente eficaz e higiênica, com escovas específicas. Também foram considerados os diferentes tamanhos das torneiras.


- Especialmente para a limpeza de torneiras Richard Wolf
- Para torneiras com 2, 3 e 4 nubs
- Uso único



Recipiente para escovas de limpeza

para armazenar e remover facilmente as escovas de limpeza, para montagem em mesa, material: aço inoxidável,

reutilizável7980901



Escova de limpeza dupla, cônica e reta para

plug / cavidade de torneira com 2 nubs,
cabeça de escova 1: cônica Ø 4-7 mm,
cabeça de escova 2: Ø 3 mm,
UE=50 PÇ, cor azul,

descartável7980001

Escova de limpeza dupla, cônica reta

para plug / cavidade de torneira com 3
nubs, cabeça de escova 1: cônica Ø 5-9
mm, cabeça de escova 2: Ø 4 mm,
UE=50 PÇ, cor vermelha,

descartável7980002

Escova de limpeza dupla, cônica reta para

plug / cavidade de torneira com 4 nubs,
cabeça de escova 1: cônica Ø 6-11 mm,
cabeça de escova 2: Ø 5 mm,
UE=50 PÇ, cor amarela,

descartável7980003

