

Einmalig scharf und jetzt
noch ergonomischer!



ERAGON *modu*
blades

Modulare "Metzenbaum"-Schere
mit Einmal-Aufsatz

ERAGON^{modu} blades

Modulare "Metzenbaum"-Schere mit Einmal-Aufsatz

The Best of Both Worlds. Unsere beliebte modulare "Metzenbaum"-Schere ist eine sinnvolle Kombination aus Einweg- und Mehrwegkomponenten: Sie bietet die hervorragende Schneidequalität einer Einwegscheren, ist durch den geringen Einweganteil aber wesentlich ökonomischer als diese. Eine bis über die Gelenkmechanik reichende Isolation bietet dabei zusätzliche Sicherheit z.B. bei der organnahen Präparation mit monopolarer HF-Strom. Durch die wiederverwendbaren Trägerkomponenten, die höchste Stabilität und Lebensdauer garantieren, werden laufende Kosten extrem reduziert.



ø 5,5 mm



ERAGON^{modu} blades

NL	Scherenaufsatz	Zugstange	Schaftrohr	Handgriff	Komplett-Instrument
	"Metzenbaum", HF mono, (VE = 10 St.), Einmalartikel, einzeln steril verpackt		isoliert	ohne Sperre, drehbar, mit HF-Anschluß	Scherenaufsatz + Zugstange + Schaftrohr + Handgriff
260 mm	4393.040	8392934	8392935	83930073	83920407
330 mm		8393934	8393935		83930407
450 mm		8394934	8394935		83940407

■ **Garantiert beste Schneidequalität: 100% scharf**

■ **Einfachste Montage:**
Scherenaufsatz aufschrauben - Handgriff "einklicken" - fertig!

■ **Höchst ökonomisch:**
Hochwertige, wiederverwendbare Komponenten mit hoher Stabilität und Lebensdauer - geringer Einweganteil und somit geringe Umweltbelastung

■ **Mehr Sicherheit:**
Distal bis über die Gelenkmechanik verlängerte Isolation

■ **Verbesserte Ergonomie:**
Der drehbare **ERAGON**-Handgriff mit HF-Anschluß ermöglicht feinfühliges Arbeiten und höchsten Operationskomfort