

Sans fumée, tout simplement



**Filtre stérile
d'échappement de fumée**

L'alternative à l'aspiration active de fumée

Filtre stérile d'échappement de fumée

L'alternative à l'aspiration active de fumée

Outre l'aspiration active des fumées, il existe une autre possibilité simple, sûre et efficace pour éliminer les fumées issues du courant HF utilisé dans les interventions laparoscopiques : notre filtre stérile d'échappement de fumée. Pour protéger toute l'équipe du bloc opératoire, les fumées chargées de particules nocives sont filtrées avant de s'échapper dans la salle d'opération.

- **Filtre combiné à charbon actif et ULPA**
retient 99,999% des particules, virus et bactéries
- **Système stérile** à usage unique prêt à l'emploi immédiat
- **Connexion simple** sur le trocart à l'aide d'un raccord Luer-lock 3 mm
- **Réduction nette** des odeurs
- **Meilleures conditions de visibilité** dans l'abdomen
- **Protection de toute l'équipe du bloc opératoire**
contre les particules fines, les virus et les bactéries



Filtre d'échappement de fumée, stérile

UE = 10 pcs, produit à usage unique

sous emballage stérile individuel4170504

