

Clear Vision.  
Confident Care.



**All-in-One  
Office Hysteroskopie**

# All-in-One Office Hysteroskopie

Clear Vision. Confident Care.














spirit of excellence

## Die effiziente Lösung für die Office Hysteroskopie

Das LED 50 HD II Office Imaging System ermöglicht eine qualitativ hochwertige hysteroskopische Diagnostik und Behandlung direkt im ambulanten Bereich – ohne OP oder Anästhesie. Dieses kompakte Full-HD-System ist ideal für den Einsatz in der Praxis geeignet und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine intuitive Bedienung.

- All-in-One-Bildgebungssystem mit integrierter LED-Lichtquelle und Full HD-Kamera
- Optimiert für die Office Hysteroskopie – schnell, zuverlässig und platzsparend
- Benutzerfreundliche Bedienung – ideal für Gynäkologen in ambulanten Kliniken oder privaten Praxen
- Flexibler und mobiler Aufbau für maximalen Komfort
- Effiziente Diagnostik und Biopsien ermöglichen – direkt in Ihrer Praxis

Diagnostische Hysteroskopie		Artikelnummer
	Optik 30° Ø 2,7 mm SL 310 mm	8974.402
	Schaft für Hysteroskop 10,5 Ch	8985.11
Smarte operative Hysteroskopie (integrierter 5 Charr.-Arbeitskanal)		
	Hysteroskop kpl	89864021
Operative Hysteroskopie		
	Optik 30° Ø 2,7 mm SL 310 mm	8974.402
	Schaft für Hysteroskop 16,5 Ch	8974351
Arbeitsinstrumente 5 Charr.		
	Greifzange kpl 5 Ch NL 340 mm	8642.6502
	Greifzange kpl 5 Ch NL 340 mm	8642.6002
	Schere kpl 5 Ch NL 340 mm	8642.6812
	PE-Zange kpl 5 Ch 340 mm	8642.6312
Zubehör		
	Siebkorb für Standardoptik 2	38016
	Handgriff für Hysteroskop	8986.251
Imaging Equipment		
	LED 50 HD II	862-2512
	Objektiv f 14 mm	85261144
	Fiberlichtleiter kpl	806625231
	LCD color display	FS-E2102D
	Monitor Standfuss	SU-600MD

Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes Produkt in allen Ländern verfügbar ist. Bitte nehmen Sie die produktbegleitenden Informationen stets zur Kenntnis. Für genaue Informationen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an die Richard Wolf GmbH.

E649de250425

