


Flip und fertig!



RIWObutton

Implantat zur Fixation
von Sehnen-Transplantaten

RIWObutton

Implantat zur Fixation von Sehnen-Transplantaten

- Insbesondere zur Verwendung für die Fixation von Sehnen-Transplantaten bei Kreuzbandrekonstruktionen
- Die reißfeste Schlaufe ist in Längen von 15 – 35 mm in 5 mm Schritten erhältlich. Das erlaubt ein optimales Abstimmen des Implantats auf die anatomischen Gegebenheiten des Patienten und vereinfacht die Präparation.
- Keine Längenänderung der Schlaufe unter Belastung
- Schnelle Transplantatvorbereitung durch vorkonfektionierte Schlaufe am Titananker
- Breite Auflagefläche des Transplantats in der Schlaufe
- Ökonomisch



	Loop-Länge	Type
RIWObutton steril, zur Sehnenfixation, 2 Fäden (grün/weiß), Ø 0,7 mm	15 mm	491801015
	20 mm	491801020
	25 mm	491801025
	30 mm	491801030
	35 mm	491801035