

# Le nouveau confort dans l'emploi



## Tubes de procto-rectoscope à usage unique

Sous emballage stérile –  
immédiatement prêts à l'emploi

# Tubes de procto-rectoscope à usage unique

## Le nouveau confort dans l'emploi

Depuis des années, les tubes de procto-rectoscope à usage unique de Richard Wolf ont fait leurs preuves concernant une vue particulièrement claire dans le diagnostic proctologique.

Désormais, ils deviennent encore plus efficaces. Grâce à l'emballage stérile départ usine, les tubes de procto-rectoscope sont immédiatement prêts à l'emploi. Il n'est plus nécessaire de les soumettre à une désinfection avant l'emploi.



- Arriver plus vite chez le patient :**  
 chaque tube est fourni sous emballage stérile individuel. La désinfection avant l'emploi n'est plus nécessaire !
- Solution rentable :**  
 vous profitez de cette combinaison parfaite entre tube à usage unique et manche à usage multiple.
- Les détails en vue :**  
 l'échelle bien visible facilite la documentation et le contrôle.
- Le tout sous contrôle :**  
 le manche à usage multiple permet un emploi très facile avec un éclairage optimal.

### Tubes et accessoires

	<b>Tube de rectoscope, stérile, Ø 21 mm,</b> longueur utile 250 mm, unité d'emballage = 10 pcs ..... 4844255
	<b>Tube de proctoscope, stérile, Ø 21 mm,</b> longueur utile 117 mm, unité d'emballage = 10 pcs ..... 4844120
	<b>Manche</b> avec éclairage annulaire à lumière froide ..... 8838.90
	<b>Soufflette à poire, stérile (UE = 5 pcs)</b> Soufflette à poire avec filtre à usage unique, Ø 49 mm, LT = 567 mm ..... 412700
	<b>Capuchon de fermeture</b> avec fenêtre d'observation ..... 8838.60

Sous réserve de modifications. Veuillez noter que certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez toujours prendre connaissance des informations concernant les produits. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur ou directement Richard Wolf GmbH.

