

Aplicación con nuevo confort



**Tubos de proctoscopio y
rectoscopio de un solo uso**

envasados en envoltorio estéril,
para el uso inmediato

Tubos de proctoscopio y rectoscopio de un solo uso

Aplicación con nuevo confort

Los tubos de proctoscopio y rectoscopio de un solo uso de Richard Wolf llevan dando excelentes resultados desde hace muchos años en el diagnóstico proctoscópico.

Este procedimiento se vuelve ahora aún más eficiente: gracias al envasado estéril desde fábrica los tubos de proctoscopio y rectoscopio están listos para su uso inmediato. Por lo tanto, no hay necesidad de desinfectarlos antes de su aplicación.



- **Listo rápidamente para el paciente:**
cada tubo está envasado por separado en envoltorio estéril, por lo que se puede prescindir de la desinfección antes del uso.
- **Solución económica:**
la combinación idónea de los tubos de un solo uso y el mango reutilizable supone una gran ventaja para usted.
- **Todo a la vista:**
una escala bien visible facilita la documentación y el control.
- **Todo bajo control:**
el mango reutilizable permite una aplicación sencilla, garantizando a la vez una iluminación óptima.

Tubos y accesorios

	Tubo de rectoscopio, estéril, Ø 21 mm, longitud útil 255 mm, UE = 10 uds.4844255
	Tubo de proctoscopio, estéril, Ø 21 mm, longitud útil 120 mm, UE = 10 uds.4844120
	Mango con iluminación circular de luz fría8838.90
	Soplador manual, estéril (UE = 5 uds.) Soplador manual con filtro de un solo uso Ø 49 mm, LT 567 mm412700
	Caperuza de cierre con ventanilla de observación8838.60

