



**Ureterorenoscópio  
Ultra Fino 4.5 / 6.5 Fr.**

# Ureterorenoscópio Ultra-Fino 4.5 / 6.5 Fr.

Devido a frequentes comentários das usuárias e usuários e ao avanço técnico na litotripsia a laser, a Richard Wolf decidiu desenvolver um ureterorenoscópio especialmente fino.

Este ureterorenoscópio pode ser utilizado tanto na urologia pediátrica quanto no tratamento urológico de adultos, incluindo a terapia de cálculos renais.

O ureterorenoscópio de fibra particularmente fino foi desenvolvido para aplicações no trato urinário. Devido às suas pequenas dimensões, o instrumento pode ser introduzido com cuidado e usado conforme necessário. Apesar de sua construção delicada, é semirrígido e robusto.

A ponta distal do eixo possui um diâmetro de 4,5 Charr. O instrumento oferece uma imagem endoscópica clara e permite um fluxo confiável de fluidos. Um canal ovalado de irrigação e sonda suporta tanto a irrigação quanto o uso de instrumentação adicional.

Devido ao seu pequeno diâmetro externo, em casos adequados pode ser realizada uma "ureterorenoscopia primária", na qual pode-se dispensar a colocação prévia de um cateter ureteral.

O ureterorenoscópio foi projetado para intervenções no trato urinário e pode ser utilizado em diversas áreas clínicas, incluindo a urologia pediátrica, bem como em combinação com sistemas de litotripsia, como dispositivos a laser ou pneumáticos.

## Exemplos de sua aplicação multifuncional incluem:

- Tratamento de cálculo com fibras de laser
- Tratamento com cestos para cálculo
- Tratamento em bebês, crianças e adolescentes



# Ureterorenoscópio Ultra-Fino 4.5 / 6.5 Fr.



spirit of excellence

## Dados para Pedido

### Ureterorenoscópio de Fibra

**Ureterorenoscópio compacto de fibra "E-line",**  
ponta distal 4,5 Fr., haste de 6,5 Fr., ângulo de visão 5°, com  
peça ocular lateral, canal de irrigação e instrumentos oval 3,3  
Fr., autoclavável

CT 430 mm ..... **8701.534**

### Acessórios Recomendados

#### Manopla

para ureterorenoscópio ultra-fino ..... **8702.261**

#### Pinça de corpo estranho, flexível,

com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm ..... **828.605**

#### Pinça de biópsia, flexível,

com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm ..... **829.603**

### Sistema Intracorpóreo de Litotripsia

#### MegaPulse 30+ laser de Hólmio:YAG

incl. acessórios ..... **PVMS00065**

**Fibras de Laser** para laser de cálculo MegaPulse 30+,  
descartável (embalagem com 10)

200 µm ..... **OFC002011**

272 µm ..... **OFC702711**

365 µm ..... **OFC703611**

550 µm ..... **OFC005511**

Fiber ball tip 272 µm ..... **OFC302711**

**Fibras de Laser** para laser de cálculo MegaPulse,  
permanente (embalagem com 1)

200 µm ..... **OFC002013**

272 µm ..... **OFC702713**

365 µm ..... **OFC703613**

550 µm ..... **OFC005513**

